

Produktkatalog



Infiniti Medical - Et trygt og sikkert valg

Smart fjernovervågning baseret på AI-teknologi



Produktinformation

- Biobeats fjernovervågningssystem bruger trådløs, ikke-invasiv teknologi af medicinsk kvalitet til at registrere og analysere op til 6 vitale parametre i realtid
- Udviklet og tilpasset til brug på hospitaler, sundhedspleje i hjemmet og til 24-timers ambulatorisk blodtryksovervågning
- Bruger AI-teknologi og maskinlæring til at behandle store mængder data og give dig analyser, der hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt
- Kan indsamle millioner af datapunkter pr. patient pr. dag. Dataindsamlingen foregår via en håndledsmonitor (ur) eller en brystsensor. Begge enheder bruger en patenteret PPG-sensor, som er udviklet internt af Biobeat
- Systemets Early Warning Score giver dig mulighed for at indstille patientspecifikke parametre og kan identificere ændringer og advare mod højrisikopatienter

Registrerer og analyserer disse vitale parametre



Temperatur



Iltmætning



Blodtryk



Puls (HR)



Respirations
frekvens



Et aflednings-EKG*

* Gælder kun for brystsensoren

Produkt oversigt

Håndledsmonitor/ur Langtidsovervågning



Designet til fjernovervågning af patienter, for eksempel i hjemmet

Brystsensoren Korttidsovervågning




Biobeats løsning til korttidsovervågning er baseret på en enpatientsensor

Brystsensoren ABPM 24-timers overvågning



Biobeats ABPM brystsensor bruges til overvågning af patienter, hvor der anmodes om 24-timers blodtryk, og der genereres specifikke patientrapporter




Biobeats webplatform muliggør non-invasiv overvågning af patienten hvor som helst og når som helst. Platformen viser grafer og trends i realtid og har også en tilpasset automatisk Early Warning Score (EWS). Denne løsning gør det muligt at overvåge alle patienter via en cloud-baseret platform.

Anvend



eller

Opret forbindelse



Eksport



Bedømmelse



Hospital at Home


Udviklet og tilpasset til monitorering i hjemmet



Brystsensoren



Selvklæbende plaster, 5 stk.



Hospital at Home app

Produktinformation

- Hospital at Home anvender trådløs, non-invasiv teknik i medicinsk kvalitet til registrering og analyse af 6 vitalparametre i realtid
- Anvender reflekterende PPG som måleteknik
- Medicinsk klassificeret produkt
- Lille, diskret, tavs og bekvem brystsensor. Patienten kan leve og røre sig normalt og forstyrres ikke af oppumpning af manchet som ved konventionel monitorering
- Det fysiske produkt er en enpatientsensor som sættes fast på brystet.

Registrerer og analyserer disse vitalparametre



Temperatur



Blodtryk



Iltmætning



Puls (HR)



Respirationsfrekvens



En aflednings-EKG*

*Gælder kun brystsensoren


Fremgangsmåde; Hospital at Home

1. Registrerer en referenceværdi

Inden monitoreringen startes bør der måles 3 manuelle Blodtryk på patienten. Middelværdien af disse 3 blodtryk registreres som en referenceværdi i Biobeat's webplatform.



2. Installerer Hospital at Home Chest-monitor app




> **Åben appen** og følg instruktionerne for at parre brystsensoren med mobilen.

> **Tænd sensoren** når du bliver bedt om at tænde brystsensoren. Tryk på strømafbryderen på forsiden af sensoren. LED-lamperne skal blinke på bagsiden af sensoren, hvilket indikerer at den er tændt.


> Fortsæt med parringsprocessen indtil "tilsluttet" vises

3. Placér sensoren



> Fjern papiret fra bagsiden af den selvklæbende plaster

> Placér brystsensoren i monitoreringsplasteret med Biobeatlogoet læseligt og den blå linje rettet vertikalt mod den blå linje på plasteret.



> Rengør brystområdet med sæbe og vand eller en spritserviet og vent til huden er helt tørt.

> Placér plasteret på brystet, lige under kravebenet. Presse/tryk til så at plasteret sidder ordentligt fast på huden.

4. Start monitorering



> Når installationstrinene er afsluttet vises "Monitoring in progress" i appen.


> Hospital at Home-appen skal køre i baggrunden på mobilen for at kontinuerligt overføre vitale data.

ABPM

24-timers blodtryksmonitorering uden manchet



ABPM produkt kit



ABPM rapport

Produktinformation

- ABPM er et engangs 24 timers- non-invasivt blodtrykskit til ambulatorie brug som monitorerer patientens blodtryk uden manchet
- Anvender PPG som datateknik
- Medicinsk klassificeret produkt CE 2797
- Lille, diskret, tavs og bekvem brystsensor. Patienten kan leve og bevæge sig normalt
- Patienten forstyrres ikke af manchetten som blæses op gentagne gange under en 24 timers måling
- Det fysiske produkt er en engangssensor som fastgøres på brystet og fungerer i 24 timer
- Efter afsluttet monitorering analyseres og genereres der automatisk en ABPM-rapport

Registrerer og analyserer disse vitalparametre



Blodtryk*

* systolisk & diastolisk



MAP



Puls (HR)



CO
Cardiac Output



SVR
System Vascular
Resistance



Iltmætning (SpO₂)


ABPM

1. Forberedelse

Patienten møder i ambulatorie eller i praksis, her registreres patienten og ABPM-brystsensorens serienummer sammen med 3 manuelle blodtryk -taget til reference. Herefter "kobles" brystsensoren til smartphone eller tablet.

2. Placering

Brystsensoren placeres på patientens bryst



5. Monitorering og rapportering

Patienten går hjem og lever og bevæger sig som vanligt. Efter 24 timer er patientens komplette rapport i lægens system til analyse og beslutning om videre behandling

VS-10 videolaryngoskop




Anvendelsesområde: Videolaryngoskop medamerateknik for visualisering af strubehovedt, hvilket gør det muligt for læger at udføre endotracheal intubation på en smidig måde.

Produktspecifikation

- **Display:** 3,5" touch display med opløsning 640x960 pixlar
- **IP kapslingsklasse:** IP66
- **Maximal vertikal vridningsvinkel:** $140^{\circ} \pm 10^{\circ}$
- **Maximal horisontel vridningsvinkel:** $270^{\circ} \pm 10^{\circ}$
- **Anti-fog funktion**
- **Billedelagring:** >10 000 billeder i jpg-format kan indspilles
- **Videoindspilning:** > 2 timer i MPEG-4 format
- **Medialagringsdataport:** Ikke mindre end 5 GB
- **Strømkabel:** litiumbatteri & opladningskabel
- **Drifttid:** 4 timer
- **Opladningstid:** max 4 timer
- **Smart batterihåndtering:** med resterende tidsvisning
- **Vægt:** ca 250 gram inklusive batteri
- **Frekvens for WiFi:** 2,4 GHz gælder kun VS-10H

Tilhørende engangsblad



Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Størrelser	Dimension LxBxH mm	Pk
VS-10S / VS-10H	Videolaryngoskop uden WiFi/ med WiFi		H 191x B 92x D 112	1 st
M1	Laryngoskopblad	Spædbarn	106 x 18 x 33	1 st
M2	Laryngoskopblad	Barn	115 x 22 x 33	1 st
M3	Laryngoskopblad	Voksen	126 x 27 x 38	1 st
M4	Laryngoskopblad	Overvægtige patienter	140 x 29 x 41	1 st
M3D	Laryngoskopblad	Svært at intuere	126 x 24 x 42	1 st

VeinNavi® - bærbar venscanner



Navi-60


Produktinformation

- Visualiserer vener på hånden som på hovedet, ansigtet, benet og foden
- Gode billeder i realtid vises på huden
- Bærbar, lav vægt og kan anvendes med et gulv eller bordstativ for en håndfri anvendelse.
- Fem projektfarver med omvendt farvetilstand for hver farve og 4 valgbare lysstyrkeniveauer
- Kan anvendes under batteriopladning
- Dybdebetektering af vener, en farvet projektion på huden giver nøjagtig skildring af venenetværket og information om venedybden

Navi-60 bordstativ



Navi-60 rullestativ



Rødt lys: venedybde 0-2 mm
Blåt lys: venedybde 2-4 mm
Grønt lys: venedybde ≥ 4 mm

Præsentation:

- **Billedestørrelse:** 360*192 pixel / 360*288 pixel / 720*576 pixel
- **Strømkilde:** litiumjonbatteri & laddekabel med nettilslutning
- **Drifttid:** > 2,5 timer
- **Vægt:** ca 500 gram
- **Dimensioner:** L 224 x B 68 x H 64 mm

- **Lyskilde:** NIR 10-25 lumen
- **Bølgelængde:** 850 nm med dobbel lyskilde

Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Pk
1109-00004-99	Navi-60 infrarød venscanner	1 st
1199-00046-01	Navi-60 bordstativ	1 st
1199-00048-01	Navi-60 rullestativ	1 st

Bitmos sat 801+ med Masimo SET® teknologi




Produktinformation

- SpO₂, Puls, PI (Perfusionsindex) och SQ (signalkvalitet)
- Alarmfunktioner, alarmforsinkelse for SpO₂ og puls
- Drives med genopladeligt Lithiumbatteri med 22 timers driftstid for sat 801+
- 160 timers trend mine kan tilsluttes via USB-port eller microSD kort. Kombineres med satview PC program
- TFT-farve display
- Beskyttelseskappe er integreret i apparatet
- Masimo's øvrige sensorer passer til **Sat 801+**
- **Mellemkabel og sensorer bestilles separate**

Orderinformation

Varenummer	Betegnelse	Pakn.
36-8001	Bitmos sat 801+ inkl. netadapter . OBS! Sensor og mellemkabel bestilles separate	1 stk
36-2302	Bæretaske til Bitmos sat 801+	1 stk
36-1103	Universal stativ til skinnesystem, sengekant, dropstativ. Uden monteringshuller og beslag til sengen	1 stk
36-1103.1	Universal stativ til skinnesystem, sengerækværk, dropstativ. Med monteringshuller og to M5'er skruer. Tilpasset til montering på artikel 36-1106, beslag til dropstativ	1 stk
36-1106	Beslag til dropstativ.. Anvendes sammen med artikel 36-1103.1	1 stk
36-5008	Strømkabel till Bitmos sad 801+	1 stk
36-9008	PC Program satview, 1 Licens	1 stk

Bitmos sat 805 med Masimo SET® teknologi



Funktionsoversigt

- Til klinik søvnlab og hjemmebrug
- Ergonomisk og lækkert design
- Pålidelig Masimo SET™ oximetri
- Super Li-on batteri med højt ydeevne

CE 0197

Made in Germany



Pakkens indhold

sat 805

Pulsoximetrissystem

Ordre-No. 39-1001

herunder:

pulseoximeter (39-1001)

ACDC konverter (28-5008)

brugervejledning (39-1201)

Specificationer

mål: 92 x 240 x 104 mm

vægt: 900 g inkl. batteri

int. strømforsyning: Li-Ion-batteri

7.2 V / min. 3.2 Ah

batterikapacitet 20 timer. minimum

med baggrundsbelysning LCD 25 timer. typisk

ext. strømforsyning: AC konverter

9.3 V DC

SpO₂: visningsområde: 1 - 100 %

kalibreringsområde 70 - 100 %

opløsning: 1 %

puls: visningsområde: 25 - 240 bpm

kalibreringsområde 25 - 240 bpm

opløsning: 1 bpm

perfusion: visningsområde: 0 - 20 %

driftstemperatur: +5° - +40° C

opbevaringstemperatur: -25° - +70° C

Tilbehør

Masimo sensorer, patient kabel, AC konverter (Euro/UK/US), USB-kabel, monteringsklemme til skinnesystem, satView PC software

hukommelse: sporing og hændelsesdata 160 h/res. 1 s

alarmlister

compliance og brugerindstillinger

alarmer: SpO₂, puls, batteri, sensor, systemstatus

RD SET Adhesive Sensors

p/n	Description	Picture
16-4000	RD SET Adt 20/box Adult Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 30 kg	 RD SET Adt
16-4001	RD SET Pdt 20/box Pediatric Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 10 kg < 50 kg	 RD SET Pdt
16-4003	RD SET Neo 20/box Neonatal Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 3 kg	 RD SET Neo
16-4002	RD SET Inf 20/box Neonatal Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight 3 - 20 kg	 RD SET Inf
16-4004	RD SET NeoPt 20/box Neonatal Sensitive Skin Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 1 kg	 RD SET NeoPt foot application

p/n	Description	Photo
16-4050	RD SET DCI Adult Reusable Sensor 1/box, Latex free Weight > 30 kg	
16-4051	RD SET DCIP Pediatric Reusable Sensor 1/box, Latex free Weight > 10 kg < 50 kg	
16-4053	RD SET TC-I, Tip Clip Reusable Sensor for Ear Lobe or Pinna 1/box, Latex free Weight > 30 kg	
16-4054	RD SET Y-I Multisite Reusable Sensor 1/box, Latex free Multiple Foam and Adhesive Wraps Weight > 1kg	

RD SET Patient Cables

p/n	Description	Picture
16-4080	RD SET MD14-05 Patient Cable 1/box 1.52 m	
16-4108	RD SET MD14-08 Patient Cable 1/box 2.44 m	
16-4081	RD SET MD14-12 Patient Cable 1/box 3.68 m	
16-4088	Adapter cable Connects RD SET sensors to LNOP patient cables 1/box 45 cm	
16-4105	Adapter cable Connects RD SET sensors to LNCS patient cables 1/box 45 cm	

T

p/n #	Description	Product
16-1859	LNCS Amtx with clear tape 20/box Adult Adhesive Cabled Sensor Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 30 kg Cable length 45 cm	
16-2329	LNCS Neo with tan tape 20/box Neonatal Adhesive Cabled Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 3 kg or > 40kg Cable length 45 cm <i>Use 16-2308 replacement tape</i>	
16-2320	LNCS Neo-3 with tan tape 20/box Neonatal Adhesive Cabled Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 3 kg or > 40kg Cable length 91 cm <i>Use 16-2308 replacement tape</i>	
16-1860	LNCS Pmtx 20/box Pediatric Adhesive Cabled Sensor Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 10 kg < 50 kg Cable length 45 cm	

p/n #	Description	Product
16-2330	LNCS NeoPt 20/box Neonatal Sensitive Skin Adhesive Cabled Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 1 kg Cable length 45 cm <i>Use 16-2309 replacement tape</i>	
16-2321	LNCS NeoPt -3 20/box Neonatal Sensitive Skin Adhesive Cabled Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 1 kg Cable length 91 cm <i>Use 16-2309 replacement tape</i>	
16-2328	LNCS Inf 20/box Infant Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 3 kg < 20 kg Cable length 45 cm <i>Use 16-2307 replacement tape</i>	
16-2319	LNCS Inf-3 20/box Infant Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 3 kg < 20 kg Cable length 91 cm <i>Use 16-2307 replacement tape</i>	

LNCS Reusable-Sensors


MASIMO

p/n #	Description	Product
16-1863	LNCS DCI Adult Reusable Sensor 1/box, Latex free Single Patient Use Weight > 30 kg	
16-1864	LNCS DCIP Pediatric Reusable Sensor 1/box, Latex free Single Patient Use Weight > 10 kg < 50 kg	
16-1895	LNCS TC-I, Tip Clip Reusable Sensor for Ear Lobe or Pinna 1/box, Latex free Single Patient Use Weight > 30 kg	
16-2258	LNCS YI Multisite Reusable Sensor 1/box, Latex free Single Patient Use Multiple Foam and Adhesive Wraps Weight > 1kg Cable length 91 cm	
16-2653	LNCS DBI Adult Reusable Soft Finger Sensors 1/box, Latex free Single Patient Use Weight > 10 kg < 50 kg	

LNCS Patient Cables

MASIMO

p/n #	Description	Product
16-2364	LNC-1 LNCS Patient Cable, 0.35 m 1/box	
16-2017	LNC-4 LNCS Patient Cable, 1.2 m 1/box	
16-1814	LNC-10 LNCS Patient Cable, 3.4 m 1/box	
16-2013	LNC-14 LNCS Patient Cable, 4.6 m 1/box	

p/n	Description	Picture
16-4046	RD SET™ Inf Replacement Tapes, 102/box	
16-4047	RD SET™ Neo Replacement Tapes, 102/box	
16-4048	RD SET™ NeoPt Replacement Wraps, 10/box	
16-1597	Standard Multisite Wrap, 100/box, Adult/Pediatric/Neonatal adhesive attachment wraps for YI Multisite Reusable Sensor	
16-1598	Standard Petite Wrap, 100/box, Adult slender digit/Pediatric/Neonatal adhesive attachment wraps for YI Multisite Reusable Sensor	
16-1602	Foam Wraps for LNOP YI Sensors, 12/pack	

Håndholdt kapnograf & pulsoximeter - PC-900B



Produktinformation

- Kapnograf og pulsoximeter med sidestreamteknologi for at monitorere **EtCO₂/FiCO₂, AF, SpO₂ og puls** for intuberede/ikke intuberede voksne, børn eller neonatale patienter
- Stort udbud af Luer slanger, O₂/CO₂-masker og SpO₂-sensorer
- Kompatibel med Microstream lavt flow (50ml/min) samplingslanger via en specielt fremstillet T4M orange adapter med fugtfilter
- Tydelig 7,5" TFT-farvedisplay som viser grafiske trender og pletysmografiske waves samt tydelige digitale numeriske værdier
- Indbygget genopladeligt litiumbatteri med op til 10 timers anvendelse
- Kompakt og let enhed hvilket gør den velegnet til nødsituationer, transport og redning
- Patient-ID ved opstart gør det enkelt at overføre data til den rette patient via USB-tilslutning
- Valgfri aflæsning i KPa/mmHg eller %
- Justerbar lyd- og visuel alarm
- 24 timers grafisk trend
- USB-tilslutning for dataoverførsel
- Automatisk kalibrering med selv nulstilling når enheden slås til
- Årlig kalibrering kræves, hvilket kan udføres af Infiniti eller alternativt kan kalibreringssæt og instruktionsvideo tilkøbes.
- Let at rengøre – monitor og sensor kan enkelt tørres af mellem anvendelserne
- Leveres med SpO₂ sensor i silikone for voksen, 2x CO₂ samplingslanger, 2x nasal kanyler til voksne, 6x T4F vandlåsfilter, 2x Elbow konnekter, stativ, USB-opladningskabel, kontakt og enkel transporttaske
- 1 års garanti på apparat
- CE-certificeret

Orderinformation - PC-900B

Artikelnr	Betegnelse	Pakn.
CR-PC900B	Håndholdt SideStream EtCO ₂ /FiCO ₂ og SpO ₂ (Creative) Monitor med blød sensor for voksne, CO ₂ -kit, USB-opladningskabel og bæretaske	1 st/Box
CR664522	Vandlås/filter T4F for anvendelse med standard Han Luer-samplingslanger – begrænset genbrug	10 st/Box
CR664523	Vandlås/adapter T4M for samplingslanger af typen "mikroflux" (50 ml/min) – begrænset genbrug	10 st/Box
PBNS04620	PRO-Breathe CO ₂ -samplingsslange med luftvejsadapter for intuberet patient. Hane-Luer - Voksen/pediatrisk - 2,1	25 st/Box
PBSL08003	PROACT samplingslange, Hane/Hane Luer, 1,27 mm ID x 3 m	50 st/Box
CR15040022	Creative SpO ₂ -sensor (SUB-D), fingerklemme, Voksen -2m kabel	1 st/Box
CR15040055	Creative SpO ₂ -sensor (SUB-D), fingerklemme, Barn -2m kabel	1 st/Box
CR15040050	Creative SpO ₂ -sensor (SUB-D), blød silikonesensor, Voksen -2m kabel	1 st/Box
CR15040051	Creative SpO ₂ -sensor (SUB-D), blød silikonesensor, Barn -2m kabel	1 st/Box
CR15040074	Creative SpO ₂ -sensor (SUB-D), Y-sensor med velcrobånd, Spædbarn -2m kabel	1 st/Box
CR2500-0000288	Velcrobånd til engangsbrug for anvendelse med Creative Y-sensor- Support for fodled/ kabel- 20 cm	6 st/Box
CR3101-0000042	Velcrobånd til engangsbrug for anvendelse med Creative Y-sensor- Fod- 20,5 cm	6 st/Box
CR5550-010	Klemme til montering af PC-900B monitor på stativ	1 st/Box
CR2500-0000159	Blå gummikappe i silikone for PC-900B monitor	1 st/Box
CR2302-0000013	Ekstra litiumbatteri til PC-900B monitor	1 st/Box
CR2301-0000016	Opladningskabel	1 st/Box
CR2903-2000010	Opladningskabel (USB til Mini USB) til PC-900B Monitor- 1,5m	1 st/Box
PROBAG-CAP	Transporttaske til PC-900B Monitor	1 st/Box



Fingerpulsoximeter - PC-60B1



Produktinformation

- Nøjagtig og pålidelig monitorering af SpO_2 , pulsfrekvens og perfusionsindex
- Passende for barn og voksne >30 kg
- Smidig design med roterende display via knaptryk
- Automatisk On/Off-funktion for enkelt håndtering
- Pletysmografisk bølgeform signalstyrke, giver mulighed for optimal placering på fingeren
- Perfusion Index (PI) 0-20%
- SpO_2 35-100%
- Puls 30-240 slag/min
- CE-mærket og godkendt ifølge ISO 80601-2-61:2017

- Batteritid >30 timer med x2 AAA-batterier
- Batteriindikator for lav batterispænding
- Leveres med grå opbevaringspose, rem og batterier
- 3 års garanti

Alarmgrænser

- Lav SpO_2 - 90%
- Puls Høj - 120 spm
- Puls Lav - 50 spm



Opbevaringstaske

Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Pakn
PC-60B1BK	Fingerpulsoximeter, sort	1 st/Box
CR3101-5000031	Opbevaringstaske, orange	1 st/Box

Fingerpulsoximeter - PC-60E



CR15040025
Finger-/tåsensor (klemme), barn



CR15040014
Blød finger-/tåsensor, barn

Produktinformation

- Nøjagtig og pålidelig monitorering af SpO₂, pulsfrekvens og perfusionsindex
- Velegnet for børn og voksne >30 kg
- Extern sensor som tilvalg gør den passende til neonatal børn
- Smidig design med roterende display
- Automatisk On/Off-funktion for enkelt håndtering
- Pletysmografisk bølgeformsignalstyrke giver mulighed for optimal placering på fingeren
- Perfusion Index (PI) 0-20%
- SpO₂ 35-100%
- Puls 30-240 slag/min

Alarmgrænser

- Lav SpO₂ - 90%
- Puls Høj - 120 spm
- Puls Lav - 50 spm

- Batteritid >30 timer med x2 AAA-batterier
- Batteriindikator for lav batterispænding
- Leveres med taske, rem og batterier
- CE-mærket og godkendt enligt ISO 80601-2-61:2017
- 2 års garanti på apparat
- 1 års garanti på sensor, klemme
- 6 mdr garanti på blød finger-/tåsensor og Y-sensor



CR15040073
Fod Wrap Y-sensor, neo, spædbarn

Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Pakn.
PC-60E	Fingerpulsoximeter uden extern sensor	1 st/Box
KITPC60E-P	Fingerpulsoximeter med extern finger-/tåsensor (klemme) for barn, art.nr CR15040025, 20 cm	1 st/Box
KITPC60E-SP	Fingerpulsoximeter med extern blød finger-/tåsensor for barn, art.nr CR15040014, 20 cm	1 st/Box
KITPC60E-V	Fingerpulsoximeter med extern Y-sensor & velcrobånd for neo/spædbarn, fod art.nr CR15040073, 50 cm	1 st/Box
CR2500-0000288 CR3101-0000042	Velcrobånd til Y-sensor, ankel support, 20 cm Velcrobånd til Y-sensor, fod support, 20,5 cm	6 st/Box 1 st/Box

Puls oximeter SP-20



Produkt

- Nøjagtig og pålidelig monitorering af SpO₂, pulsfrekvens og temperatur (option)
- Passende for voksne, børn og nyfødte
- 3,5" TFT-visning af PI%, plethysmograf og pulsebar.
- Lithiumbatteri
- Opladningsstand og USB kabel
- Dataupload USB eller trådløst
- 500 timers SpO₂ datalagring
- Perfusion Index (PI) 0,2-20%
- SpO₂ 35-100%
- Puls 30-250 slag/min
- Mulighed for at indstille alarm grænser
- Smart alarm
- CE-mærket og godkendt ifølge ISO 80601-2-61:2017
- Temperatur 32°C~43°C
- 2 års garanti



Voksensensor



Voksen soft sensor



Pædiatric clip sensor



Pædiatric soft sensor



Neo wrap sensor



Infrarød
Øretermometer
(Option)

ACCARE - håndholdt pulseoximeter

Tilpasset for anvendelse på sygehuse, klinikker, sundhedscentre og i hjemmet



Produktinformation

- Non-invasiv monitorering af iltmætning (SpO₂) hos patienter i alle aldre, fra nyfødt til voksne
- Via avanceret multispektral analyse klarer enheden at måle SpO₂ selv ved lav perfusion og i forstyrrende miljøer
- Enheden har tre niveauer af lyd- og visuelt alarm som aktiveres ved afvigende værdier. Alarmparametrene kan justeres efter behov

Produktspecifikation

- **Display:** TFT LCD, 2,3"
- **SpO₂ måleområde:** 35%~100%
- **SpO₂ målenøjagtighed:** 70%~100% ±2 cifre, 0%~69%: uspecificeret
- **Måleområde for pulsfrekvens:** 25~250 slag/minut
- **Pulsfrekvensmålenøjagtighed:** ±3 slag/minut

Monitorering og SpotCheck kan udføres parallelt

- Måledata og relevante registreringer gemmes i realtid for at lette senere gennemgang af læger
- Drifttid: AA-batteri: 8 timer, Litiumbatteri: 10 timer
- Certificeret: CE, CFDA, FDA, ISO13485 og andre professionelle standarder, hvilket sikkerhedsstiller målenøjagtighed
- **Garantitid:** Pulseoximeter 1 år, sensorer 3-6 mdr

- **Størrelse:** 72x142x31 mm
- **Vægt:** Ca 180 gram (kun selve enheden)
- **Strømforsyning:** 3 stk AA-batteri eller Litiumbatteri 3.7 V



Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Pakkestr.
HS20A	Håndholdt pulseoximeter med voksen flergangssensor, 3 stk AA-alkaline batterier	1 st /pkt
A403S-01	SpO ₂ flergangssensor med blød gummitut, voksen, 1 meter	1 st / pkt
A403-01	SpO ₂ flergangssensor med klemme, voksen, 1 meter	1 st / pkt
A903-01	SpO ₂ flergangssensor øre, voksen, 1 meter	1 st / pkt
AU543-01	SpO ₂ engangssensor voksen finger eller Neo fod, 0,9 meter	30 st./pkt
AF503-01	SpO ₂ engangssensor med klister, voksen finger, 0,9 meter	30 st./pkt

Oxygenkoncentrator 0,5-5 l/min

24-timers kontinuerlig og stabil iltkoncentration af medicinsk kvalitet



Medicinsk karakter



Stille løb



Høj iltkoncentration



Let rullende hjul



Fejlregistrering



Produktinformation

- Lydløs iltkoncentrator på hjul med hurtig arbejdsgang og en kapacitet på 5 l/min
- Korteste driftstid: 30 minutter
- Det tager kun 15 minutter fra iltkoncentratoren tændes, til den leverer det indstillede flow og koncentrationen af ilt
- Maksimalt begrænset tryk: 70 kPa
- Lydniveau: 42 dB
- **Garantiperiode: 1 år**
- Har selvdiagnosesystem og flere sikkerhedsalarmer
- Levetid: 3 år
- Ved 8 timers brug om dagen
- Iltkoncentration: 87-96 %

Sikkerhedsalarm

- **Strømsvigt:** Alarm
- **Strømsvigtsalarm:** Alarm og nedlukning
- **Trykfejl:** Alarm og nedlukning
- **Fejl på kompressoren:** Alarm og nedlukning
- **Lav iltkoncentration:** Alarm
- **Lavt flow:** Alarm og nedlukning
- **Overtemperatur:** Alarm og nedlukning

Brug af iltslanger længere end 10 m kan påvirke effekten af iltproduktionen.

Bestillingsoplysninger

Varenummer	Betegnelse	Dimension	Vægt	emballage
9F-5B	Iltkoncentrator på hjul inklusive 1 stk manual, 1 stk filter og 1 stk brandsikker ventil	40x30x55 cm 17,5 kg		1 stk/pkt

Oxygenkoncentrator 1-10 l/min

24-timers kontinuerlig og stabil iltkoncentration af medicinsk kvalitet



Produktinformation

- Glat iltkoncentrator på hjul med hurtig arbejdsflow og en kapacitet på 10 l/min
- Det tager kun 15 minutter fra iltkoncentratoren tændes, til den leverer det indstillede flow og koncentrationen af ilt
- Har et selvdiagnosesystem og flere sikkerhedsalarmer • Automatisk påmindelse om filterrensning efter 100 timer

- Levetid: 3 år ved 8 timers brug om dagen • Iltkoncentration: 87-96 %
- Maksimalt begrænset tryk: 100 kPa
- Korteste driftstid: 30 minutter
- Lydniveau: 58 dB
- **Garantiperiode:** 1 år

Sikkerhedsalarm

- **Strømsvigt:** Alarm
- **Strømsvigtsalarm:** Alarm og nedlukning
- **Trykfejl:** Alarm og nedlukning
- **Fejl på kompressoren:** Alarm og nedlukning
- **Lav iltkoncentration:** Alarm
- **Lavt flow:** Alarm og nedlukning
- **Overtemperatur:** Alarm og nedlukning

Brug af iltslanger længere end 10 m kan påvirke effekten af iltproduktionen.

Bestillingsoplysninger



Varenummer	Betegnelse	Dimension	Vægt	Emballage
8F-10	Single Flow Oxygen koncentrator på hjul inklusive 1 stk manual, 1 stk filter og 1 brandsikker ventil	41x37,5x66,8 cm	24 kg	1 stk/pkt

Infiniti Medical A/S

Fyrrehøjen 5 - DK 4690 Haslev
 Telefon: 70 23 41 41,
 E-mail: info@infinitimedical.dk
www.infinitimedical.dk

Nellcor sensorer, flerpatient

Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Pk	Billede
A1418-A203MU-001	Finger Tip, soft, large Adult Nellcor Oximax-sub-D Kabel 0,9 mtr. Kompatibel sensor	1 stk	
A1418-SA203MU	Finger Tip, soft, standard Adult Nellcor Oximax-sub-D Kabel 0,9 mtr. Kompatibel sensor	1 stk.	
A1418-SP203MU	Finger Tip, soft, standard Pædiatri Nellcor Oximax-sub-D Kabel 0,9 mtr. Kompatibel sensor	1 stk.	
A1418-SA203MV	Finger Clip, soft, Adult Nellcor Oximax-sub-D Kabel 0,9 mtr. Kompatibel sensor	1 stk.	
A1418-SR03MU	Ear Clip, Adult Nellcor Oximax-sub-D Kabel 0,9 mtr. Kompatibel sensor	1 stk.	

PRO-Breathe® pocketmask



Produktinformation

- Hygienisk - enpatientprodukt
- "One size fits all" - passer både till børn och voksne
- Transparent
- Envejsventil - med bakterie/virus filter, lav modstand
- God komfort - anatomisk formet, luftfyldt manchete giver rigtig god tæthed
- Stærk plastikkasse eller pakket i en plastikpose
- Vægbeslag (tilbehør) kan bestilles separat
- Holdbarhed: 3 år fra fremstillingsdato




Enveisventil

Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Betegnelse	Materialeindhold	Pakkestr
PBRM11410	PRO-Breathe® pocketmask, engangsmodel, voksen/barn, m/ hovedrem, O ₂ -tilslutning	PVC	12 st/box
X1PBRM11410	PRO-Breathe® pocketmask, engangsmodel, voksen/barn, m/ hovedrem, O ₂ -tilslutning	PVC	1 st/box
PBRM11502	Enveisventil med filter, enpatientsmodel	Q-Resin	10 st/box

PRO-Breathe® silikon larynx masker

Standard og forstærket Armourflex® larynx maske




Produktinformation


- Blød og fleksibel larynx maske, lavet af silicone
- Farvekodning for nem identifikation af den ønskede størrelse
- Komplet udvalg af størrelser
- Enkeltpatient model
- Steril emballeret
- Fri for latex og DEHP
- Materialer: larynx maske: silicone, ventil: PVC, PP, ABS, silicone, rustfrit stål og polycarbonat
- Holdbarhed: 5 år fra fremstillingsdato



Standard larynx maske



Armourflex® forstærket larynx maske



Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Betegnelse	Størrelse	Pakkestr
SD-LA6310	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vægt < 5 kg	1	10 st/pkt
SD-LA6315	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vægt 5 -10 kg	1,5	10 st/pkt
SD-LA6320	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vægt 10-20 kg	2	10 st/pkt
SD-LA6325	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vægt 20-30 kg	2,5	10 st/pkt
SD-LA6330	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vægt 30-50 kg	3	10 st/pkt
SD-LA6340	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vægt 50-70 kg	4	10 st/pkt
SD-LA6350	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vægt 70-100 kg	5	10 st/pkt
SAD-LA6310	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vægt <5 kg	1	10 st/pkt
SAD-LA6315	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vægt 5-10 kg	1,5	10 st/pkt
SAD-LA6320	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vægt 10-20 kg	2	10 st/pkt
SAD-LA6325	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vægt 20-30 kg	2,5	10 st/pkt
SAD-LA6330	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vægt 30-50 kg	3	10 st/pkt
SAD-LA6340	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vægt 50-70 kg	4	10 st/pkt
SAD-LA6350	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vægt 70-100 kg	5	10 st/pkt

Infiniti Medical A/S

Fyrrehøjen 5, 4690 Haslev,

Tel: 70 23 41 41

Email: info@infinitimedical.dk, www.infinitimedical.dk

Pro-Breathe suctionPlus ET



Produktinformation

- Designet med en evakueringslumen for at mindske risikoen for aspiration og frekvensen af ventilationsrelateret lungebetændelse (VAP)
- Fremstillet af en blød og flexibel termosensitiv PVC af medicinsk kvalitet
- Atraumatisk afrundet spids med Murphys øje
- Pilot ballon med tydelig størrelsesmarkering
- Røntgen markering for at lette positionering og bekræfte placering af tuben
- Tydelig stemmelæbemærkning på 2 cm til identificering af korrekt placering.
- Sterilpakket i pose
- Engangsprodukt

Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Pakning
PB-217060	PRO-Breathe SuctionPlus ET Tube, Ø 6,0 mm	10 st/pkt
PB-217065	PRO-Breathe SuctionPlus ET Tube, Ø 6,5 mm	10 st/pkt
PB-217070	PRO-Breathe SuctionPlus ET Tube, Ø 7,0 mm	10 st/pkt
PB-217075	PRO-Breathe SuctionPlus ET Tube, Ø 7,5 mm	10 st/pkt
PB-217080	PRO-Breathe SuctionPlus ET Tube, Ø 8,0 mm	10 st/pkt
PB-217085	PRO-Breathe SuctionPlus ET Tube, Ø 8,5 mm	10 st/pkt
PB-217090	PRO-Breathe SuctionPlus ET Tube, Ø 9,0 mm	10 st/pkt

Infiniti Medical A/S

Fyrrehøjen 5 – DK 4690 Haslev

Tel: 70 23 41 41

Email: info@infinitimedical.dk, www.infinitimedical.dk

Pro-Breathe Oral/Nasal Endotracheal Tubes



Produktinformation

- High volume, low-pressure cuff (8 microns thickness)
- Konstrueret af blødt og fleksibelt termofølsomt PVC af medicinsk kvalitet
- Atraumatisk afrundet spids med Murphys øje
- Glat design der giver mindre risiko for patienttraume
- Pilotballon med tydelig størrelsesmarkering
- Røntgen markering for at lette positionering og bekræfte placering af tuben
- Tydelig stemmelæbemarkering på 2 cm til identificering af korrekt placering
- Sterilpakket i pose
- Engangsprodukt
- Komplet udvalg af forskellige størrelser tilgængelige
- ISO standard 15mm connector

Pro-Breathe™ iltbrille



Produktinformation

- For tilførsel af oxygen, med anbefalet flowhastighed 2-4 l/min
- Blød iltbrille i lige eller bøjet udformning for høj patientkomfort og anatomisk tilpasset
- Transparent kinkfri iltslange

Orderinformation

Artikelnr	Betegnelse	Udformning	Slangelgd, m	Materialeindhold	Pk
PBNC10121	Iltbrille, voksen	Lige	2,1	PVC	50 st/Box
PBNC10221	Iltbrille, barn	Lige	2,1	PVC	50 st/Box
PBNC20121	Iltbrille, voksen	Bøjet	2,1	PVC	50 st/Box
PBNC20221	Iltbrille, barn	Bøjet	2,1	PVC	50 st/Box
PBNC20321	Iltbrille, nyfødt	Bøjet	2,1	PVC	50 st/Box
PBNC20421	Iltbrille, neo	Bøjet	2,1	PVC	50 st/Box
PBNC20150	Iltbrille, voksen	Bøjet	5,0	PVC	50 st/Box

Pro-Breathe™ iltmaske



Produktinformation

- Transparent maske med fast kant for høj patientkomfort
- Justerbar næseklemme og elastisk hovedrem sikrer en god pasform
- Levereres med knækfri iltslange, 2,1 m
- Anbefalet flowhastighed: 5 l/min
- ISO standard: 22 mm kobling

Produktinformation - med reservoir

- Transparent maske med fast kant for høj patientkomfort
- Justerbar næseklemme og elastisk hovedrem sikrer en god pasform
- Roterbar O₂-tilkobling muliggør patientbevægelse og ilttilførsel fra begge sider
- Masken findes i en version med sikkerhedsventil for at mindske genindånding og lade Co₂ strømme ud
- Levereres med knækfri iltslange, 2,1 m
- Anbefalet flowhastighed: 12 l/min
- ISO standard: 22 mm kobling

Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Koncentration	Sikkerhedsventil	Materialeindhold	Pk
PB-23101	Iltmaske, voksen	Medium	Nej	PVC	50 st/Box
PB-23103	Iltmaske, barn	Medium	Nej	PVC	50 st/Box
PB-333001	Iltmaske, voksen	Høj	Nej	PVC	50 st/Box
PB-333003	Iltmaske, barn	Høj	Nej	PVC	50 st/Box
PB-23401	Iltmaske, voksen	Høj	Ja	PVC	50 st/Box
PB-23402	Iltmaske, barn	Høj	Ja	PVC	50 st/Box

Ventilationsballon med masker



CP681313N



CP683323



CP617510

Produktinformation

- Ventilationsballon lavet af PVC i medicinsk kvalitet med polykarbonat for et godt greb.
- Anatomisk formet og transparent maske med justerbare luftpuder for optimal tætning og komfort
- Pakken indeholder 3 stk. masker i forskellige størrelser for alsidig anvendelse
- Børnepakken indeholder en ekstra maske i størrelse 00
- Standard 15F/22M-kopling muliggør anvendelse med ET-tube eller larynxmaske
- Børne-/ og spædbarnspakken indeholder en overtryksventil, 40 cm H₂O
- Leveres klar til brug
- Materialeindhold: PVC, (SEBS) Styrene EthyleneButylen Styrene Thermoplastic Elastomer, EVA (Etylen vinyl acetat) og polypropen



CP682313 - Børnekit

Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Slangelgd, m	Ballongvolym, ml	Maske str.	Pakn
CP681313N	Ventilationsballon, voksen, ≥40 kg	2,1	1 500	3, 4, 5	1 st/Box
CP682313	Ventilationsballon, barn, 10-30 kg	2,1	550	00, 0, 1, 2	1 st/Box
CP683323	Ventilationsballon, spædb., ≤10kg	2,1	280	0, 1, 2	1 st/Box
CP617510	Peep-ventil adapter				

Proact Metal Max™+ Combi 50

Laryngoskopset - enpatientmodel



- “Alt i et” laryngoskop af enpatientmodel. ”Test-in-bag” forpakning muliggør funktionstest inden anvendelse
- Oplades med 6V batteri
- Superlys, 25 Lumen LED-lyskilde gir mindst 10 000 lux
- Opfylder kravet ISO 7376:2020

- Unikt bajonetklips-batterilås gør det muligt at tage batteriet væk på mindre end 3 sekunder
- Ergonomisk håndtag i blød silikone for et udmærket greb
- Holdbarhed: 3 år fra fremstillingsdato
- Materiale: rustfrit stål, nylon, aluminium, silikon, TPE (termoplastisk elast/gummi) og polykarbonat

Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Håndtag	Blad design	Størrelse*	Blad længde, mm	Bladets bredde, mm	Pakn
MMCB50MAC0	Paediatric	MAC 0	Neo	61,0	8,5	10 st/pkt
MMCB50MAC1	Paediatric	MAC 1	Small child	75,0	11,5	10 st/pkt
MMCB50MAC2	Adult	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB50MAC3	Adult	MAC 3	Adult	110,0	13,5	10 st/pkt
MMCB50MAC4	Adult	MAC 4	Large adult	135,0	14,0	10 st/pkt
MMCB50MAC5	Adult	MAC 5	X-large adult	156,0	14,0	10 st/pkt
MMCB50MIL00	Paediatric	Miller 00	Premature	44,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL0	Paediatric	Miller 0	Neo	55,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL1	Paediatric	Miller 1	Small child	81,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL2	Adult	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB50MIL3	Adult	Miller 3	Adult	171,0	13,0	10 st/pkt
MMCB50CP00	Paediatric	Cardiff PRO 00	Premature	55,0	8,0	10 st/pkt
MMCB50CP0	Paediatric	Cardiff PRO 0	Neo	71,0	9,0	10 st/pkt
MMCB50CP1	Paediatric	Cardiff PRO 1	Small child	77,0	10,0	10 st/pkt

Proact Metal Max™+ Combi 90

Laryngoskopset - enpatientmodel



- "Alt i ett" laryngoskopset av enpatientmodel
- Inkluderer 6V batteri med 3 års holdbarhed fra fremstillingsdatoen og lang batterilevetid, 5 timers kontinuerligt LED-lys
- Pakket så der kan funktionstestes inden anvendelse, "Test-in-bag"



- Miljøvenlig alkalisk batteriteknik så batteriet er enkelt at fjerne til genbrug
- Findes tillængelig i MAC, Miller, Lever Tip og Cardiff PRO utförande
- Materiale: Rustfrit stål, Aluminium, Polykarbonat

Artikelnummer	Håndtag	Blad design	Størrelse*	Blad længde, mm	Blad bredde, mm	Pakn
MMCB90MAC0	Paediatric	MAC 0	Neo	61,0	8,5	10 st/pkt
MMCB90MAC1	Paediatric	MAC 1	Small child	75,0	11,5	10 st/pkt
MMCB90MAC2	Paediatric	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB90MAC3	Adult	MAC 3	Adult	110,0	13,5	10 st/pkt
MMCB90MAC3S	Stubby	MAC 3	Adult	110,0	13,5	10 st/pkt
MMCB90MAC4	Adult	MAC 4	Large adult	135,0	14,0	10 st/pkt
MMCB90MAC4S	Stubby	MAC 4	Large adult	135,0	14,0	10 st/pkt
MMCB90MAC5	Adult	MAC 5	X-large adult	156,0	14,0	10 st/pkt
MMCB90MIL00	Paediatric	Miller 00	Premature	44,0	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL0	Paediatric	Miller 0	Neo	55,0	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL1	Paediatric	Miller 1	Small child	80,5	10,5	10 st/pkt
MMCB90MIL2	Paediatric	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB90MIL3	Adult	Miller 3	Adult	170,0	13,0	10 st/pkt
MMCB90MIL4	Adult	Miller 4	Large adult	182,0	17,0	10 st/pkt
MMCB90LT2	Paediatric	Lever Tip 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB90LT3	Paediatric	Lever Tip 3	Adult	110,0	13,5	10 st/pkt
MMCB90LT4	Adult	Lever Tip 4	Large adult	135,0	14,0	10 st/pkt
MMCB90CP00	Paediatric	Cardiff PRO 00	Premature	55,0	8,0	10 st/pkt
MMCB90CP0	Paediatric	Cardiff PRO 0	Neo	71,0	9,0	10 st/pkt
MMCB90CP1	Paediatric	Cardiff PRO 1	Small child	77,0	10,0	10 st/pkt

* Størrelse ISO 7376 standard

Green System Laryngoskopsblad

Enpatientsmodel



Produktinformation

- Komplet sortiment af engangsblad i metal og plast (Polykarbonat)
- Findes i MAC, Miller og Lever Tip
- Stabil og kraftigt blad
- Meget fint fiberlys. Passer godt i kombination med LED-lys håndtaget
- Kompatibel med "Green standard" håndtag, t.ex Penlon, HEINE og SunMed

Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Betegnelse	Størrelse	Længde mm	Material	Pakn
Plast, enpatientsmodel					
HPCMAC1	PROACT HPC™ MAC 1	MAC 1	70,00	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMAC2	PROACT HPC™ MAC 2	MAC 2	90,00	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMAC3	PROACT HPC™ MAC 3	MAC 3	110,00	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMAC4	PROACT HPC™ MAC 4	MAC 4	133,00	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL00	PROACT HPC™ MILLER 00	Miller 00	43,00	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL0	PROACT HPC™ MILLER 0	Miller 0	56,00	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL1	PROACT HPC™ MILLER 1	Miller 1	80,00	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL2	PROACT HPC™ MILLER 2	Miller 2	133,00	Polykarbonat	10 st / Box
HPCMIL3	PROACT HPC™ MILLER 3	Miller 3	170,00	Polykarbonat	10 st / Box
Metall, enpatientsmodel					
MMGS90MAC0	Metal Max 90 Green System	MAC 0	61,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MAC1	Metal Max 90 Green System	MAC 1	75,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MAC2	Metal Max 90 Green System	MAC 2	93,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MAC3	Metal Max 90 Green System	MAC 3	109,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MAC4	Metal Max 90 Green System	MAC 4	135,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MAC5	Metal Max 90 Green System	MAC 5	156,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MIL00	Metal Max 90 Green System	Miller 00	43,50	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MIL0	Metal Max 90 Green System	Miller 0	55,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MIL1	Metal Max 90 Green System	Miller 1	80,50	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MIL2	Metal Max 90 Green System	Miller 2	130,50	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MIL3	Metal Max 90 Green System	Miller 3	170,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90MIL4	Metal Max 90 Green System	Miller 4	182,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box


Infiniti Medical A/S

Fyrrehøjen 5, 4690 Haslev,

Tel: 70 23 41 41

Email: info@infinitimedical.dk, www.infinitimedical.dk

Green System Laryngoskopsblad Enpatientsmodel



Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Betegnelse	Størrelse	Længde, mm	Material	Pakn
Metall, Lever Tip, enpatientsmodel					
MMGS90LT2	Metal Max 90 Green System	Lever Tip 2	93,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90LT3	Metal Max 90 Green System	Lever Tip 3	110,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90LT4	Metal Max 90 Green System	Lever Tip 4	135,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
Metall, CardiffPRO, enpatientsmodel					
MMGS90CP00	Metal Max 90 Green System	CardiffPRO 00	55,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90CP0	Metal Max 90 Green System	CardiffPRO 0	71,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box
MMGS90CP1	Metal Max 90 Green System	CardiffPRO 1	77,00	Rustfrit stål, Polykarbonat	10 st / Box

Smoothline® laryngoskophåndtag



Produktinformation

- Smoothline® ® flerpatienthåndtag passer alle ISO 7376 Green System laryngoskopblad med fiberoptisk lys
- Håndtaget er udformet med en spiralformet overflade for et sikkert greb og enkel rengøring
- Drives med 2 stk. C-cells batterier

Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Betegnelse	Håndtag	Længde, mm	Diameter, mm	Pakn
SLGSH001	Smoothline® laryngoskophåndtag	Adult	157,0	29,0	1 st / Box
SLSP001	Replacement LED modul		157,0	21,0	1 st / Box

MR "Conditional" laryngoskophåndtag

Udført og testet til anvendelse med ProAct MR "Conditional" blad



Produktinformation

- Enpatientmodel
- En pakning med 10 stk. håndtag indeholder 2 stk MR-batterier 3,7 V, som hver giver 100 minutters belysning
- Batteriet kan anvendes 5 gange inden det bør byttes ud til det andet medfølgende batteri
- Effektivt LED lys som overstiger lyskravet ifølge ISO 7376
- Testet ifølge *ASTM-standarder som læmpelig for anvendelse i MR-miljøer
- ISO 7376:2020 kompatibel for anvendelse med ProAct MR "Conditional" laryngoskopblad
- Ikke-magnetisk rifflet håndtag i metal for et sikkert greb
- Leveres i letåbentlig pose, markeres med **MR** for tydelig identificering
- Latexfri

Independent laboratory based non-clinical testing of the worst case positioning & application in relation to the MR Magnetic Field have demonstrated that MRGSHB01 and MRHPCXXX are MR conditional, and PROACT Medical Ltd therefore deem that these products can be MR scanned safely under the following MRI conditions:

- Static magnetic field of up to and including 3 Tesla
- Spatial gradient field of up to and including 2250 Gauss/cm
- Maximum whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 2.68 W/kg for 15 minutes of scanning.

Bestillingsoplysninger håndtag og batterier

Artikelnummer	Betegnelse	Størrelse	Længd x diameter, mm	Pakn
MRGSHB01	MR håndtag inklusive 2 st MR batterier	Adult	140,00 x 29,00	10 st /Box
MRBATT01	ProAct MR batteri til MRGSHB01 håndtag	N/A	N/A	1 st /Box

Formbare masker med AIR0gel®

Anvendes på sygehus eller i hjemmet

- Sleepnet har et stort udbud af masker med kortere eller længere anvendelsestid på sygehus eller i hjemmet.
Kontakt os gerne så sender vi produktblade for mere information.
- Deres patenterede **AIR0gel®** er unik og specielt Designet for at mindske trykket på huden i ansigtet og eliminere risikoen for trykskader.
- Flere af maskerne er formbare og kan enkelt tilpasses efter patientens ansigtsform, hvilket gør dem bekvemme og slutter tæt.
- Mange af maskerne findes både som ventilerede og uventilerede.
- De mindste næsemasker er godkendt for børn fra 2 år.



AIR0gel®
Patenteret AIR0gel® som mindsker tryk og hudirritation for maximal komfort



Produktnavn	Udformning	Anvendelsestid
MiniMe®	Næsemaske Barn	Maske: 6 måneder
MiniMe®2	Næsemaske Barn	Maske: 6 måneder
Ascend®	Ansigtmaske	Maske: 6 måneder, Cusion: 1 måned
Mojo®2	Ansigtmaske	Maske: 6 måneder
Veraseal®2	Ansigtmaske	Maske: 7 dage
Veraseal®3	Ansigtmaske	Maske: 7 dage
V3	Ansigtmaske	Maske: 6 måneder
Ascend®	Næsemaske	Maske: 6 måneder, Cusion: 1 måned
Aura®	Næsemaske	Maske: 6 måneder
Innova®	Næsemaske	Maske: 7 dage
IQ®2	Næsemaske	Swivelram 3 måneder, Cusion: 1 måned, Hovedbånd: 6 måneder
IQ®Blue	Næsemaske	Maske: 6 måneder
Phantom®2	Næsemaske	Swivelram 3 måneder, Cusion: 1 måned, Hovedbånd: 6 måneder

Søvnåpnø masker

Ansigtmasker med patenteret AIR0gel® og skræddersyet pasform

Ascend®



Mojo® 2



V3



Innova®



Næsemasker med patenteret AIR0gel® og skræddersyet pasform

Ascend®



iQ® 2



Phantom® 2



Innova®



Smarte funktioner

AIR0gel®

Reducerer tryk og hudirritation for maksimal komfort og minimale gener i pandebåndet

Udskiftelig pude

Du kan nemt udskifte puden uden at skifte hele masken

Custom fit teknologi

Masken kan let formes af brugeren for optimal pasform

Hurtig fastgørelse til pandebånd

Gør det nemt at tage masken på og af

Åndedrætsmasker

Ansigtmasker med patenteret AIR0gel® og skræddersyet pasform

Mojo® 2



Veraseal® 2



Veraseal® 3



Farvekoder knæ gør det nemt at vælge den rigtige maske



Ventileret maske med anti-asfyksi ventil til brug med CPAP eller Bi-Level



Uventileret maske med anti-kvælningsventil til brug med enkelt åndedrætskredsløb



Unventileret maske til brug med dobbelt åndedrætskredsløb

Smarte funktioner

AIR0gel®

Reducerer tryk og hudirritation for maksimal komfort og minimale gener i pandebåndet

Udskiftelig pude

Du kan nemt udskifte puden uden at skifte hele masken

Custom fit teknologi

Masken kan let formes af brugeren for optimal pasform

Hurtig fastgørelse til pandebånd

Gør det nemt at tage masken på og af

Næsemasker til børn

Med patenteret AIR0gel® og skræddersyet pasform

FDA godkendt til
børn imellem
2-12 år

Skræddersyet pasform

Masken har en skal, der er let at forme, så den passer til forskellige individuelle behov



MiniMe®



AIR0gel®

- Maksimal komfort og minimal vægt
- Patenteret AIR0gel® der reducerer tryk og hudirritation



MiniMe® 2

Artikelnummer MiniMe®	Utformn.	Hoved størrelse	Mask størrelse	Maskens vægt, gram	Dimensioner, cm Dyb x Bredd x Højde	Antal / pagn
60213	Ventilerad	Small	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	5
60214	Ventilerad	Medium	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	5
60215	Ventilerad	Large	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	5
60253	Oventilerad	Small	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	5
60254	Oventilerad	Medium	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	5
60255	Oventilerad	Large	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	5

Artikelnummer MiniMe® 2	Utformn.	Hoved størrelse	Mask størrelse	Maskens vægt, gram	Dead space	Dimensioner, cm Dyb x Bredd x Højde	Antal/ pagn
60216	Ventileret	XSmall/Small	XSmall	33,5	20 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60217	Ventileret	XSmall/Small	Small	31,6	25 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60218	Ventileret	Medium/Large	Medium	43,2	37 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60221	Ventileret	Medium/Large	Large	40,3	40 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60256	Uventileret	XSmall/Small	XSmall	33,5	55 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60257	Uventileret	XSmall/Small	Small	31,6	60 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60258	Uventileret	Medium/Large	Medium	43,2	72 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60261	Uventileret	Medium/Large	Large	40,3	75 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
55055	Hovedbånd	XSmall/Small	N/A	N/A	N/A	N/A	10
55056	Hovedbånd	Medium/Large	N/A	N/A	N/A	N/A	10

Breathcare III Auto CPAP

Avanceret CPAP-teknologi med intelligent algoritme, effektiv luftfugter og central apnødetektion. Funktioner som masketilpasningstest, automatisk rampe, -opvarmet slange og - start/stop giver en optimal oplevelse. Udstyret med justerbar tryk (4–20 cmH₂O), lavt støjniveau (27±2 dBA), berøringsskærm og trådløs tilslutning via BreathCare-systemet.




Vægt: 2,4 kg

Str: 41x31x18 cm

Model 680: 3,5" skærm

Modell 690: 4,3" skærm



Breathcare III Auto CPAP

CPAP-maskine, vandtank, slange, lader, brugsanvisning, filter, maske, SD-kort, taske



Artikelnummer	Modelnavn	Funktionalitet
30 030 618	YH-680A/hvid	Overfør data via SD-kort
30 030 622	YH-690A/hvid	Overfør data via SD-kort
30 030 620	YH-680B/WiFi/hvid	WiFi
30 030 624	YH-690B/WiFi/hvid	WiFi
30 031 330	YH-680B/CAT1/hvid	SIM-kort/ WiFi
30 031 332	YH-690B/CAT1/hvid	SIM-kort/WiFi




Artikelnummer	Modelnavn	Funktionalitet
30 030 876	YH-680A/sort	Overfør data via SD-kort
30 030 880	YH-690A/sort	Overfør data via SD-kort
30 030 878	YH-680B/WiFi/sort	WiFi
30 030 882	YH-690B/WiFi/sort	WiFi
30 031 334	YH-680B/CAT1/sort	SIM-kort/ WiFi
30 031 336	YH-690B/CAT1/sort	SIM-kort/WiFi

Breathwear næsemasker

Ventileret og lette næsemasker lavet af blød silikone

Designet for høj komfort og optimal pasform. Udrustet med adaptiv silikonepude og hurtigkobling for hurtig og enkel anvendelse. Den innovative "Honeycomb"-desig forhindrer indånding CO₂ og inkluderer Anti-Asfyxi-Valv (AAV) for sikkerhed.



Materiale: Silikone, PC, PP og nylon
Indpakningsstr.: 10 stk /
Anvendelstid: 6 mdr

YP-01 - Ventileret næsepudemasker med justerbart hovedbånd & flexslange



Artikelnr	Størrelser
30 023 448	Small
30 023 451	Medium
30 023 454	Large
30 002 697	Kit inklusive tre størrelser af næsepuder

YN-02 - Ventileret næsemaske med stabilt pandestøtte



Artikelnr	Størrelser
30 002 502	Small
30 002 454	Medium
30 002 503	Large
30 034 830	X-large

YN-03 - Ventileret næsemaske uden pandestøtte



Artikelnr	Størrelser
30 002 504	Small
30 002 455	Medium
30 002 505	Large
30 034 832	X-large

YN-01 - Ventileret klassisk næsemaske med pandestøtte



Artikelnr	Størlek
30 026 238	Small
30 026 239	Medium
30 036 240	Large

Breathwear ansigtsmasker

Ventileret og lette ansigtsmasker lavet af blød silikone


Designet for at mindske trykket på patientens ansigt og forbedre komforten.

Silikonepuden tilpasser sig ved næseryggen for optimal pasform.

"Honeycomb"-design forhindrer indånding af CO₂.

Udrustet med hurtigkobling for enkel tilslutning og adskillelse.

Inkluderer Anti-Asfyxi-Valv (AAV) for øget sikkerhed.



Materiale: Silikone, PC, PP og nylon

Indpakningsantal: 10

Anvendelsestid: 6 måneder



YF-01 - Ventileret ansigtsmaske med stabilt og fast pandestøtte

Artikelnr	Størrelser
30 002 506	Small
30 002 456	Medium
30 002 507	Large



YF-02 - Ventileret ansigtsmaske uden pandestøtte

Artikelnr	Størrelser
30 002 508	Small
30 002 457	Medium
30 002 509	Large
30 025 825	X-large



YF-03 - Ventileret klassisk ansigtsmaske med pandestøtte

Artikelnr	Størrelser
30 026 219	Small
30 026 220	Medium
30 025 821	Large

Vi repræsenterer globalt veletablerede leverandører og tilbyder en bred vifte af sundhedsudstyr.



Bitmos
MEDIZINTECHNIK



biobeat
Medical
Smartmonitoring



Medcaptain



PROACT



Sleepnet®



Ulrich
medical



yuwell



ACCARE

Kontakt os venligst for mere information:

Infiniti Medical A/S
Fyrrehøjen 5
4690 Haslev
info@infinitimedical.dk
www.infinitimedical.dk
Tlf. 70234141