

Produktkatalog Barn




Infiniti Medical - Et trygt og sikkert valg

Bitmos sat 801+ med Masimo SET® teknologi



Produktinformation

- SpO₂, Puls, PI (Perfusionsindex) och SQ (signalkvalitet)
- Alarmfunktioner, alarmforsinkelse for SpO₂ og puls
- Drives med genopladeligt Lithiumbatteri med 22 timers driftstid for sat 801+
- 160 timers trendminne, kan tilsluttes via USB-port eller microSD kort. Kombineres med satview PC program
- TFT-farve display
- Beskyttelsesklappe er integreret i apparatet
- Masimo's øvrige sensorer passer til Sat 801+
- Mellemkabel og sensorer bestilles separat



Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Betegnelse	Pakkestr
36-8001	Bitmos sat 801+ inkl. netadapter . OBS! Sensor och mellamkabel bestilles separat	1 st
36-2302	Bæretaske til Bitmos sat 801+	1 st
36-1103	Bordsstativ till Bitmos sat 801+	1 st
36-1106	Beslag til stativ. Ska monteres med art.nr 36-1103.1	1 st

Bitmos sat 805 med Masimo SET® teknologi



Funktionsoversigt

- Til klinik søvnlab og hjemmebrug
- Ergonomisk og lækkert design
- Pålidelig MasimoSET™ oximetri
- Super Li-on batteri med højt ydeevne

CE 0197

Made in Germany



Pakkens indhold

sat 805
Pulsoximetrisk system
Ordre-No. 39-1001
herunder :
pulseoximeter (39-1001)
ACDC konverter (28-5008)
brugervejledning (39-1201)

Specificationer

mål: 92 x 240 x 104 mm
vægt: 900 g inkl. batteri
int. strømforsyning: Li-Ion-batteri
7.2 V / min. 3.2 Ah
batterikapacitet: 20 timer. minimum
med baggrundsbelysning LCD 25 timer. typisk
ext. strømforsyning: AC konverter
9.3 V DC

SpO₂: visningsområde: 1 - 100 %
kalibreringsområde 70 - 100 %
opløsning: 1 %
puls: visningsområde: 25 - 240 bpm
kalibreringsområde 25 - 240 bpm
opløsning: 1 bpm
perfusion: visningsområde: 0 - 20 %
driftstemperatur: +5° - +40° C
opbevaringstemperatur: -25° - +70° C

Tilbehør

Masimo sensorer, patient kabel, AC konverter (Euro/UK/US), USB-kabel, monteringsklemme til skinnesystem, satView PC software

hukommelse: sporing og hændelsesdata 160 h/res. 1 s
alarmlister
compliance og brugerindstillinger
alarmer: SpO₂, puls, batteri, sensor, systemstatus

RD SET Adhesive Sensors

MASIMO

p/n	Description	Picture
16-4000	RD SET Adt 20/box Adult Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 30 kg	 RD SET Adt
16-4001	RD SET Pdt 20/box Pediatric Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 10 kg < 50 kg	 RD SET Pdt
16-4003	RD SET Neo 20/box Neonatal Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 3 kg	 RD SET Neo
16-4002	RD SET Inf 20/box Neonatal Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight 3 - 20 kg	 RD SET Inf
16-4004	RD SET NeoPt 20/box Neonatal Sensitive Skin Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 1 kg	 RD SET NeoPt foot application

infiniti
MEDICAL

RD SET Reusable Sensors

MASIMO

p/n	Description	Photo
16-4050	RD SET DCI Adult Reusable Sensor 1/box, Latex free Weight > 30 kg	
16-4051	RD SET DCIP Pediatric Reusable Sensor 1/box, Latex free Weight > 10 kg < 50 kg	
16-4053	RD SET TC-I, Tip Clip Reusable Sensor for Ear Lobe or Pinna 1/box, Latex free Weight > 30 kg	
16-4054	RD SET Y-I Multisite Reusable Sensor 1/box, Latex free Multiple Foam and Adhesive Wraps Weight > 1kg	

infiniti
MEDICAL

RD SET Patient Cables

MASIMO

p/n	Description	Picture
16-4080	RD SET MD14-05 Patient Cable 1/box 1.52 m	
16-4108	RD SET MD14-08 Patient Cable 1/box 2.44 m	
16-4081	RD SET MD14-12 Patient Cable 1/box 3.68 m	
16-4088	Adapter cable Connects RD SET sensors to LNOP patient cables 1/box 45 cm	
16-4105	Adapter cable Connects RD SET sensors to LNCS patient cables 1/box 45 cm	

T

infiniti
MEDICAL

Direct Connect Reusable-Sensors

MASIMO

p/n #	Description	Product
16-1396	LNOP DCSC Adult Reusable Sensor 1/box, Latex free Single Patient Use Weight > 30 kg	
16-1969	LNOP DC 12 Finger Sensor Adult Reusable Sensor with cable 1/box, Latex free Single Patient Use Weight > 30 kg Cable length 3,5m	

infiniti
MEDICAL

LNCS ADHESIVE SENSORS

MASIMO


p/n #	Description	Product
16-1859	LNCS Amtx with clear tape 20/box Adult Adhesive Cabled Sensor Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 30 kg Cable length 45 cm	
16-2329	LNCS Neo with tan tape 20/box Neonatal Adhesive Cabled Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 3 kg or > 40kg Cable length 45 cm <i>Use 16-2308 replacement tape</i>	
16-2320	LNCS Neo-3 with tan tape 20/box Neonatal Adhesive Cabled Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 3 kg or > 40kg Cable length 91 cm <i>Use 16-2308 replacement tape</i>	
16-1860	LNCS Pmtx 20/box Pediatric Adhesive Cabled Sensor Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 10 kg < 50 kg Cable length 45 cm	

infiniti
MEDICAL

p/n #	Description	Product
16-2330	LNCS NeoPt 20/box Neonatal Sensitive Skin Adhesive Cabled Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 1 kg Cable length 45 cm <i>Use 16-2309 replacement tape</i>	
16-2321	LNCS NeoPt -3 20/box Neonatal Sensitive Skin Adhesive Cabled Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight < 1 kg Cable length 91 cm <i>Use 16-2309 replacement tape</i>	
16-2328	LNCS Inf 20/box Infant Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 3 kg < 20 kg Cable length 45 cm <i>Use 16-2307 replacement tape</i>	
16-2319	LNCS Inf-3 20/box Infant Adhesive Sensors Single Patient Use, non-sterile, Latex-free Weight > 3 kg < 20 kg Cable length 91 cm <i>Use 16-2307 replacement tape</i>	

LNCS Reusable-Sensors

MASIMO

p/n #	Description	Product
16-1863	LNCS DCI Adult Reusable Sensor 1/box, Latex free Single Patient Use Weight > 30 kg	
16-1864	LNCS DCIP Pediatric Reusable Sensor 1/box, Latex free Single Patient Use Weight > 10 kg < 50 kg	
16-1895	LNCS TC-I, Tip Clip Reusable Sensor for Ear Lobe or Pinna 1/box, Latex free Single Patient Use Weight > 30 kg	
16-2258	LNCS YI Multisite Reusable Sensor 1/box, Latex free Single Patient Use Multiple Foam and Adhesive Wraps Weight > 1kg Cable length 91 cm	
16-2653	LNCS DBI Adult Reusable Soft Finger Sensors 1/box, Latex free Single Patient Use Weight > 10 kg < 50 kg	

infiniti
MEDICAL

LNCS Patient Cables

MASIMO

p/n #	Description	Product
16-2364	LNC-1 LNCS Patient Cable, 0.35 m 1/box	
16-2017	LNC-4 LNCS Patient Cable, 1.2 m 1/box	
16-1814	LNC-10 LNCS Patient Cable, 3.4 m 1/box	
16-2013	LNC-14 LNCS Patient Cable, 4.6 m 1/box	

infiniti
MEDICAL

Accessories

MASIMO

p/n	Description	Picture
16-4046	RD SET™ Inf Replacement Tapes, 102/box	
16-4047	RD SET™ Neo Replacement Tapes, 102/box	
16-4048	RD SET™ NeoPt Replacement Wraps, 10/box	
16-1597	Standard Multisite Wrap, 100/box, Adult/Pediatric/Neonatal adhesive attachment wraps for YI Multisite Reusable Sensor	
16-1598	Standard Petite Wrap, 100/box, Adult slender digit/Pediatric/Neonatal adhesive attachment wraps for YI Multisite Reusable Sensor	
16-1602	Foam Wraps for LNOP YI Sensors, 12/pack	

Creative PC-60E Fingertip Pulse Oximeter with External Sensor Options



Accessible

- Suitable for adult, paediatric and neonatal use with external probe option
- Low battery voltage indication. Battery life >30 hours with x2 AAA batteries
- Automatic power ON/OFF for ease of use
- "No Button" design, auto rotate feature

Accurate

- Plethysmographic Waveform indicates optimum finger placement
- Innovative four direction OLED display
- Accurately measures SpO₂, Pulse Rate, PR, PI and Pulse Bar
- Pre-set audio and visual alert functions for SpO₂ and Pulse Rate

Affordable

- Supplied with QA quality certificate, carry pouch, lanyard and x2 AAA batteries
- Lightweight and small in size

Infiniti Medical A/S

Fyrrehøjens 5, 4690 Haslev,

Tel: 70 23 41 41

Email: info@infitimedical.dk, www.infitimedical.dk

Creative PC-60E Fingertip Pulse Oximeter with External Sensor Options

Parameter Specifications

- 2 Year Warranty
- Auto ON/OFF

Display Mode

Colour OLED Display - 4 way rotating via button,
Plethysmographic Waveform - Signal Strength Bar and Perfusion Index options

SpO2

Transducer	Dual Wavelength LED Sensor
Measuring range	35% - 100%
Measuring accuracy	≤ 3% range from 70% to 100%

Pulse Rate

Measuring Range	35% - 99%
Accuracy	±2bpm or ±2% (whichever is greater)
ISO 80601-2-61 - Particular Requirements for Basic Safety and Essential Performance of Pulse Oximeters	

Perfusion Index (PI)

Display range	0% - 20%
---------------	----------

Default Alarm Limit

SpO2 low limit	90%
Pulse Rate	High limit: 120bpm Low limit: 50bpm

Power Supply

x2 AAA alkaline battery	
Supply voltage	3.0v DC
Operating current	≤ 40mA

Operating Environment

Operating Temperature	5°C - 40°C
Operating Humidity	30% - 80%
Atmospheric Pressure	70kPa - 106kPa

Dimensions

61mm (L) x 33 (W) x 32.5 (H)
Net Weight: 57g (including batteries)



Paediatric
Finger Clip
Sensor
CR15040025



Paediatric
Silicone Soft
Finger Sensor
CR15040014



Paediatric
Finger / Toe
Wrap Sensor
CR15040032



Neonatal Foot
Wrap Y Sensor
CR15040073

Ordering Information

PC-60E Pulse Oximeter

PC-60E	Creative PC-60E Finger Pulse Oximeter ONLY (Optional external sensors purchased separately)
KITPC60E-P	Creative PC-60E Finger Pulse Oximeter with additional Finger Clip, Paediatric, 0.2m Cable (CR15040025)
KITPC60E-SP	Creative PC-60E Finger Pulse Oximeter with additional Silicone Soft Finger, Paediatric, 0.2m Cable (CR15040014)
KITPC60E-V	Creative PC-60E Finger Pulse Oximeter with additional Y Type with Velcro Wrap, Neonate Foot, 0.5m Cable (CR15040073)
KITPC60E-VP	Creative PC-60E Finger Pulse Oximeter with additional Wrap Sensor, Paediatric Finger/Toe, 0.5m Cable (CR15040032)

Spare Sensors

CR15040014	Creative SpO2 Sensor for PC-60NW/PC-60E, Silicone Soft Finger, Paediatric, 0.2m Cable
CR15040025	Creative SpO2 Sensor for PC-60NW/PC-60E, Finger Clip, Paediatric, 0.2m Cable
CR15040073	Creative SpO2 Sensor for PC-60NW/PC-60E, Y Type with Velcro Wrap, Neonate Foot, 0.5m Cable
CR15040032	Creative SpO2 Sensor for PC-60NW/PC-60E, Wrap Sensor, Paediatric Finger/Toe, 0.5m Cable
CR2500-0000288	Disposable Velcro Wrap for use with Creative Y Type Sensors, Ankle / Cable Support, 200mm - Single
CR3101-0000042	Disposable Velcro Wrap for use with Creative Y Type Sensors, Foot, 205mm - Single

Puls oximeter SP-20



Produkt

- Nøjagtig og pålidelig monitorering af SpO₂, pulsfrekvens og temperatur (option)
- Passende for voksne, børn og nyfødte
- 3,5" TFT-visning af PI%, plethysmograf og pulsebar.
- Lithiumbatteri
- Opladningsstand og USB kabel
- Dataupload USB eller trådløst
- 500 timers SpO₂ datalagring
- Perfusion Index (PI) 0,2-20%
- SpO₂ 35-100%
- Puls 30-250 slag/min
- Mulighed for at indstille alarm grænser
- Smart alarm
- CE-mærket og godkendt ifølge ISO 80601-2-61:2017
- Temperatur 32°C~43°C
- 2 års garanti



Voksensensor



Voksen soft sensor



Pædiatric clip sensor



Pædiatric soft sensor



Neo wrap sensor



Infrarød
Øretermometer
(Option)

MiniMe® formbar næsemaske for børn

Med patenteret AIR0gel® og skræddersyet pasform

Skræddersyet pasform

Masken har en skal som er enkel at forme for at tilpasse individuelle behov



Minimal indskrænkning af synsfeltet

Barnet kan se TV, læse en bog samt anvende briller under behandling

AIR0gel®

- Maximal komfort och minimal vægt
- Patenteret AIR0gel® som mindsker tryk og hudirritation

FDA-godkendt for børn 2-12 år

Tilpasset design

Bekvem udformning med tilpasset design for børn mellem 2-12 år

Ventileret og Uventileret version

För CPAP og BiLevel behandling hos børn

Hurtig fæstning af masken

Gør det enkelt for barnet selv at tage masken af og på

Advanced Cushion Teknologi (A.C.T)

For effektiv masktæthed og maximal komfort

Skræddersyet pasform



Bøj



Tilpass



Form

Orderinformation

Artikelnummer	Udformning	Hovedbånd størrelse	Maske størrelse	Maskens vægt, gram	Dimensioner, cm Dybde x Bredde x Højde	Antal /pk
60213	Ventileret	Small	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	5
60214	Ventileret	Medium	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	5
60215	Ventileret	Large	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43	5
60253	Uventileret	Small	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	5
60254	Uventileret	Medium	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	5
60255	Uventileret	Large	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54	5

Infiniti Medical A/S

Fyrrehøjen 5, 4690 Haslev,

Tel: 70 23 41 41

Email: info@infinitemedical.dk, www.infinitemedical.dk

Mere information



Næsemasker til børn

Med patenteret AIR^ogel[®] og skræddersyet pasform

FDA godkendt til
børn imellem
2-12 år

Skræddersyet pasform

Masken har en skal, der er let at forme, så den passer til forskellige individuelle behov



AIR^ogel[®]

- Maksimal komfort og minimal vægt
- Patenteret AIR^ogel[®] der reducerer tryk og hudirritation

MiniMe[®] Sygehus

MiniMe[®] 2 Sygehus

Artikelnummer MiniMe [®]	Utformn.	Hoved storlek	Mask storlek	Maskens vægt, gram	Dimensioner, cm Dyb x Bredd x Højde		Antal / pakk
60213	Ventilerad	Small	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43		5
60214	Ventilerad	Medium	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43		5
60215	Ventilerad	Large	One size	31,5	4,06 x 7,87 x 5,43		5
60253	Oventilerad	Small	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54		5
60254	Oventilerad	Medium	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54		5
60255	Oventilerad	Large	One size	31,5	4,04 x 7,87 x 5,54		5
Artikelnummer MiniMe [®] 2	Utformn.	Hoved storlek	Mask storlek	Maskens vægt, gram	Dead space	Dimensioner, cm Dyb x Bredd x Højde	Antal/ pakk
60216	Ventilerad	XSmall/Small	XSmall	33,5	20 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60217	Ventilerad	XSmall/Small	Small	31,6	25 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60218	Ventilerad	Medium/Large	Medium	43,2	37 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60221	Ventilerad	Medium/Large	Large	40,3	40 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60256	Oventilerad	XSmall/Small	XSmall	33,5	55 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60257	Oventilerad	XSmall/Small	Small	31,6	60 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60258	Oventilerad	Medium/Large	Medium	43,2	72 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60261	Oventilerad	Medium/Large	Large	40,3	75 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	20
55055	Hovedband	XSmall/Small	N/A	N/A	N/A	N/A	10
55056	Hovedband	Medium/Large	N/A	N/A	N/A	N/A	10

MiniMe® 2 formbar næsemaske for børn

Med patenteret AIR0gel® og skræddersyet pasform

Skræddersyet pasform

Masken har en skal som er enkel at forme for at tilpasse individuelle behov

**AIRGel®**

- Maximal komfort og minimal vægt
- Patenteret AIR0gel® som mindsker tryk og hudirritation

Touchless Spacebar™


Unik design som eliminerer kontakt med huden

Tilpasset design for børn mellem 2-12 år

Bekvem udformning tillgængelig i 4 størrelser. Det nye bløde hovedbånd med 5 fæstningspunkter findes tillgængelig i 2 størrelser. MiniMe® 2 tilgodeser dine mindste patienter med optimal pasform og komfort



**FDA-godkendt for
børn 2-12 år**



Størrelsesmarkering

XS, S, M, L

Advanced Cushion Teknologi (A.C.T.)

For effektiv masketæthed og maximal komfort

3600 vridbar bøjning

Ventileret og Uventileret version

For CPAP og BiLevel. Kan anvendes både på sygehus- og hjemme


Skræddersyet pasform



Bøj



Tilpas



Form

MiniMe[®] 2 formbar næsemaske for børn

Med patenteret AIR0gel[®] og skræddersyet pasform

Orderinformation

Art.nr	Udformning	Hovedbånd størrelse	Maske størrelse	Maskens vægt, gram	Dead space	Dimensioner, cm Dybde x Bredde x Højde	Antal/pk
60216	Ventileret	XSmall/Small	XSmall	33,5	20 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60217	Ventileret	XSmall/Small	Small	31,6	25 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60218	Ventileret	Medium/Large	Medium	43,2	37 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60221	Ventileret	Medium/Large	Large	40,3	40 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60256	Uventileret	XSmall/Small	XSmall	33,5	55 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60257	Uventileret	XSmall/Small	Small	31,6	60 ml	6,73 x 7,92 x 10,01	5
60258	Uventileret	Medium/Large	Medium	43,2	72 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
60261	Uventileret	Medium/Large	Large	40,3	75 ml	7,14 x 7,92 x 10,57	5
55055	Hovedbånd	XSmall/Small	N/A	N/A	N/A	N/A	10
55056	Hovedbånd	Medium/Large	N/A	N/A	N/A	N/A	10

Hovedbånd - størrelsestabell

Hovedets omkreds, cm (mål omkredsen ovenfor øjenbrynet for at fastsætte størrelsen)	35,5	38	41	43	46	48	51	53,5	56	58,5	61	63,5
55055 - Hovedbånd XS/Small												
55056 - Hovedbånd M/L												



Rekommenderet størrelse



Kan passe i nogle tilfælde

Mere information



EOS[®] Classic anæstesimaske i silikone



Produktinformation

- Genomskinlig silikonmaske med optimal känsla
- Stabil i nederkant och greppvänliga sidor
- Utformad för att minska risken för läckage
- Tål autoklivering upp till 134^o C

Orderinformation

Artikelnr	Benämning	Material	Förp
500000T	EOS [®] , anestesimask strl 0	Silikon	1 st
501000T	EOS [®] , anestesimask strl 1	Silikon	1 st
502000T	EOS [®] , anestesimask strl 2	Silikon	1 st
503000T	EOS [®] , anestesimask strl 3	Silikon	1 st

PRO-Breathe® pocketmask



Produktinformation

- Hygienisk - enpatientprodukt
- "One size fits all" - passer både till børn och voksne
- Transparent - god øversikt
- Envejsventil - med bakterie/virus filter, lav modstand
- God komfort - anatomisk formet, luftfyldt manchete giver rigtig god tæthed
- Stærk plastikkasse eller pakket i en plastikpose
- Vægbeslag (tilbehør) kan bestilles separat
- Holdbarhed: 3 år fra fremstillingsdato




Envejsventil

Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Betegnelse	Materialeindhold	Pakkestr
PBRM11410	PRO-Breathe® pocketmask, engangsmodel, voksen/barn, m/ hovedrem, O ₂ -tilslutning	PVC	12 st/box
X1PBRM11410	PRO-Breathe® pocketmask, engangsmodel, voksen/barn, m/ hovedrem, O ₂ -tilslutning	PVC	1 st/box
PBRM11502	Envejsventil med filter, enpatientsmodel	Q-Resin	10 st/box

PRO-Breathe® silikone larynx masker

Standard og forstærket Armourflex® larynx maske




Produktinformation

- Blød og fleksibel larynx maske, lavet af silikone
- Farvekodning for nem identifikation af den ønskede størrelse
- Tydelig markering af kassevolumen
- Komplet udvalg af størrelser
- Enkeltpatient model
- Steril emballeret
- Fri for latex og DEHP
- Materialer: larynx maske: silikone, ventil: PVC, PP, ABS, silikone, rustfrit stål og polycarbonat
- Holdbarhed: 5 år fra fremstillingsdato



Standard larynx maske



Armourflex® forstærket larynx maske



Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Betegnelse	Størrelse	Pakkestr
SD-LA6310	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vikt < 5 kg	1	10 st/pkt
SD-LA6315	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vikt 5 -10 kg	1,5	10 st/pkt
SD-LA6320	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vikt 10-20 kg	2	10 st/pkt
SD-LA6325	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vikt 20-30 kg	2,5	10 st/pkt
SD-LA6330	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vikt 30-50 kg	3	10 st/pkt
SD-LA6340	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vikt 50-70 kg	4	10 st/pkt
SD-LA6350	PRO-Breathe® silikon larynx maske, standard, vikt 70-100 kg	5	10 st/pkt
SAD-LA6310	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vikt <5 kg	1	10 st/pkt
SAD-LA6315	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vikt 5-10 kg	1,5	10 st/pkt
SAD-LA6320	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vikt 10-20 kg	2	10 st/pkt
SAD-LA6325	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vikt 20-30 kg	2,5	10 st/pkt
SAD-LA6330	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vikt 30-50 kg	3	10 st/pkt
SAD-LA6340	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vikt 50-70 kg	4	10 st/pkt
SAD-LA6350	PRO-Breathe® silikon larynx maske, armourflex®, vikt 70-100 kg	5	10 st/pkt

Proact Metal Max™+ Combi 50

Laryngoskopset - enpatientmodel



- "Alt i et" laryngoskop af enpatientmodel. "Test-in-bag" forpakning muliggør funktionstest inden anvendelse
- Oplades med 6V batteri
- Superljus, 25 Lumen LED-lyskilde gir minst 10 000 lux
- Opfylder kravet enligt ISO 7376:2020

- Unikt bajonetklipps-batterilås gør det muligt at tage batteriet væk på mindre end 3 sekunder
- Ergonomisk håndtag i blød silikone for et udmærket greb
- Holdbarhed: 3 år fra fremstillingsdato
- Material: rustfrit stål, nylon, aluminium, silikon, TPE (termoplastisk elast/gummi) og polykarbonat

Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Håndtag	Blad design	Størrelse*	Blad længde, mm	Bladets bredde, mm	Pakn
MMCB50MAC0	Paediatric	MAC 0	Neo	61,0	8,5	10 st/pkt
MMCB50MAC1	Paediatric	MAC 1	Small child	75,0	11,5	10 st/pkt
MMCB50MAC2	Adult	MAC 2	Child	93,0	12,5	10 st/pkt
MMCB50MAC3	Adult	MAC 3	Adult	110,0	13,5	10 st/pkt
MMCB50MAC4	Adult	MAC 4	Large adult	135,0	14,0	10 st/pkt
MMCB50MAC5	Adult	MAC 5	X-large adult	156,0	14,0	10 st/pkt
MMCB50MIL00	Paediatric	Miller 00	Premature	44,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL0	Paediatric	Miller 0	Neo	55,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL1	Paediatric	Miller 1	Small child	81,0	10,5	10 st/pkt
MMCB50MIL2	Adult	Miller 2	Child	131,0	13,0	10 st/pkt
MMCB50MIL3	Adult	Miller 3	Adult	171,0	13,0	10 st/pkt
MMCB50CP00	Paediatric	Cardiff PRO 00	Premature	55,0	8,0	10 st/pkt
MMCB50CP0	Paediatric	Cardiff PRO 0	Neo	71,0	9,0	10 st/pkt
MMCB50CP1	Paediatric	Cardiff PRO 1	Small child	77,0	10,0	10 st/pkt

Kontakt os

Vi repræsenterer globalt veletablerede leverandører og tilbyder et bredt sortiment af hospitalsudstyr.

Du er velkommen til at kontakte os for mere information.



Infiniti Medical A/S
Fyrrehøjen 5
4690 Haslev
Telefon: 70234141
www.infinitimedical.dk
info@infinitimedical.dk

Vi repræsenterer globalt veletablerede leverandører og tilbyder et bredt sortiment af sygehusudstyr.

Kontakt os gerne for mere information.



Bitmos
MEDIZINTECHNIK



Ulrich
medical



Valmy



biobeat
Medical
Smartmonitoring



PROACT



Sleepnet

Vi arbejder for at være en tryk og sikker leverandør