

# ACCARE - håndholdt pulseoximeter

Tilpasset for anvendelse på sygehuse, klinikker, sundhedscentre og i hjemmet



## Produktinformation

- Non-invasiv monitorering af iltmætning (SpO<sub>2</sub>) hos patienter i alle aldre, fra nyfødt til voksne
- Via avanceret multispektral analyse klarer enheden at måle SpO<sub>2</sub> selv ved lav perfusion og i forstyrrende miljøer
- Enheden har tre niveauer af lyd- og visuelt alarm som aktiveres ved afvigende værdier. Alarmparametrene kan justeres efter behov

## Produktspecifikation

- **Display:** TFT LCD, 2,3"
- **SpO<sub>2</sub> måleområde:** 35%~100%
- **SpO<sub>2</sub> målenøjagtighed:** 70%~100% ±2 cifre, 0%~69%: uspecificeret
- **Måleområde for pulsfrekvens:** 25~250 slag/minut
- **Pulsfrekvensmålenøjagtighed:** ±3 slag/minut

## Monitorering og SpotCheck kan udføres parallelt

- Måledata og relevante registreringer gemmes i realtid for at lette senere gennemgang af læger
- Drifttid: AA-batteri: 8 timer, Litiumbatteri: 10 timer
- Certificeret: CE, CFDA, FDA, ISO13485 og andre professionelle standarder, hvilket sikkerhedsstiller målenøjagtighed
- **Garantitid:** Pulseoximeter 1 år, sensorer 3-6 mdr

- **Størrelse:** 72x142x31 mm
- **Vægt:** Ca 180 gram (kun selve enheden)
- **Strømforsyning:** 3 stk AA-batteri eller Litiumbatteri 3.7 V



## Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Pakkestr.
HS20A	Håndholdt pulseoximeter med voksen flergangssensor, 3 stk AA-alkaline batterier	1 st /pkt
A403S-01	SpO <sub>2</sub> flergangssensor med blød gummitut, voksen, 1 meter	1 st / pkt
A403-01	SpO <sub>2</sub> flergangssensor med klemme, voksen, 1 meter	1 st / pkt
A903-01	SpO <sub>2</sub> flergangssensor øre, voksen, 1 meter	1 st / pkt
AU543-01	SpO <sub>2</sub> engangssensor voksen finger eller Neo fod, 0,9 meter	30 st./pkt
AF503-01	SpO <sub>2</sub> engangssensor med klister, voksen finger, 0,9 meter	30 st./pkt