


Pro-Breathe™ standard bougieledare



Produktinformation


- Glat overflade for lav friktion
- Fleksibel, atraumatisk spids
- Udstyret med centimetermarkering
- Fås med åben lumen til O₂-tilførsel
- Latex fri
- Steril emballeret
- Enpatientsmodel



Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Strl, Fr	Længde, mm	Tip style	Ventilerad	Pakn
PBB6CH535	PRO-Breathe™ standard bougieledare	6	535	Vinklad	Nej	20 st/pkt
PBB10CH700	PRO-Breathe™ standard bougieledare	10	700	Vinklad	Nej	20 st/pkt
PBB15CH700	PRO-Breathe™ standard bougieledare	15	700	Vinklad	Nej	20 st/pkt
PBBH10CH700	PRO-Breathe™ standard bougieledare	10	700	Vinklad	Ja	20 st/pkt
PBBH15CH700	PRO-Breathe™ standard bougieledare	15	700	Vinklad	Ja	20 st/pkt

Pro-Breathe™ premium bougieledare



Produktinformation

- Glat overflade for lav friktion
- Fleksibel, atraumatisk spids
- Udstyret med centimetermarkering
- Fremstillet i en farve med høj kontrast til nem placering i et miljø med lavt lys
- Fås med åben lumen til O₂-tilførsel
- Latex fri
- Steril emballeret
- Enpatientsmodel

Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Betegnelse	Strl, Fr	Længde, mm	Tip style	Ventilerad	Pakn
PBI105470	PRO-Breathe™ premium bougieledare	5	470	Rak	Nej	10 st/pkt
PBI210600	PRO-Breathe™ premium bougieledare	10	600	Vinklåd	Nej	10 st/pkt
PBI210800	PRO-Breathe™ premium bougieledare	10	800	Vinklåd	Nej	10 st/pkt
PBI215600	PRO-Breathe™ premium bougieledare	15	600	Vinklåd	Nej	10 st/pkt
PBI215800	PRO-Breathe™ premium bougieledare	15	800	Vinklåd	Nej	10 st/pkt
PBI314750	PRO-Breathe™ premium bougieledare	14	750	Vinklåd	Ja	10 st/pkt