



# PRO-Breathe<sup>®</sup> silikone larynx masker

## Standard og forstærket Armourflex<sup>®</sup> larynx maske




### Produktinformation


- Blød og fleksibel larynx maske, lavet af silikone
- Farvekodning for nem identifikation af den ønskede størrelse
- Tydelig markering af kassevolumen
- Komplet udvalg af størrelser
- Enkeltpatient model
- Steril emballeret
- Fri for latex og DEHP
- Materialer: larynx maske: silikone, ventil: PVC, PP, ABS, silikone, rustfrit stål og polycarbonat
- Holdbarhed: 5 år fra fremstillingsdato



Standard larynx maske



Armourflex<sup>®</sup> forstærket larynx maske



### Bestillingsoplysninger

Artikelnummer	Betegnelse	Størrelse	Pakkestr
SD-LA6310	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, standard, vikt < 5 kg	1	10 st/pkt
SD-LA6315	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, standard, vikt 5 -10 kg	1,5	10 st/pkt
SD-LA6320	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, standard, vikt 10-20 kg	2	10 st/pkt
SD-LA6325	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, standard, vikt 20-30 kg	2,5	10 st/pkt
SD-LA6330	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, standard, vikt 30-50 kg	3	10 st/pkt
SD-LA6340	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, standard, vikt 50-70 kg	4	10 st/pkt
SD-LA6350	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, standard, vikt 70-100 kg	5	10 st/pkt
SAD-LA6310	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, armourflex <sup>®</sup> , vikt <5 kg	1	10 st/pkt
SAD-LA6315	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, armourflex <sup>®</sup> , vikt 5-10 kg	1,5	10 st/pkt
SAD-LA6320	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, armourflex <sup>®</sup> , vikt 10-20 kg	2	10 st/pkt
SAD-LA6325	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, armourflex <sup>®</sup> , vikt 20-30 kg	2,5	10 st/pkt
SAD-LA6330	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, armourflex <sup>®</sup> , vikt 30-50 kg	3	10 st/pkt
SAD-LA6340	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, armourflex <sup>®</sup> , vikt 50-70 kg	4	10 st/pkt
SAD-LA6350	PRO-Breathe <sup>®</sup> silikon larynx maske, armourflex <sup>®</sup> , vikt 70-100 kg	5	10 st/pkt