

Bitmos sat 801+ med Masimo SET® teknologi



Produktinformation

- SpO₂, Puls, PI (Perfusionsindex) och SQ (signalkvalitet)
- Alarmfunktioner, alarmforsinkelse for SpO₂ og puls
- Drives med genopladeligt Lithiumbatteri med 22 timers driftstid for sat 801+
- 160 timers trendminne, kan tilsluttes via USB-port eller microSD kort. Kombineres med satview PC program
- TFT-farve display
- Beskyttelseskappe er integreret i apparatet
- Masimo's øvrige sensorer passer til **Sat 801+**
- **Mellemkabel og sensorer bestilles separat**

Orderinformation

Varenummer	Betegnelse	Förp
36-8001	Bitmos sat 801+ inkl. netadapter . OBS! Sensor och mellamkabel bestilles separat	1 plads
36-2302	Bæretaske til Bitmos sat 801+	1 plads
36-1103	Universal stativ til skinnesystem, sengekant, drypstativ. Uden monteringshuller og Beslag til sengen	1 plads
36-1103.1	Universal stativ til skinnesystem, sengerækværk, drypstativ. Med monteringshuller og to M5'er Skruer. Tilpasset til montering på artikel 36-1106, drop stilladsbeslag	1 plads
36-1106	Dryp stillads mount. Anvendes sammen med artikel 36-1103.1	1 plads
36-5008	Strømkabel till Bitmos sad 801+	1 plads
36-9008	PC Program satview, 1 Licens	1 plads