

## VeinNavi® - bærbar venescanner



### Produktinformation

- **Anvendelsesområde:** Understøtter medicinsk personale ved lokalisering af vener udøver visuell lokalisering og palpering
- Navi-60 visualiserer venernes forløb i realtid med hjælp af infrarødt lys
- En farvet projektion på huden giver præcis skilning af venenetværk og information om venedybde.
- Fem projektfarver med omvendt farvetilstand for hver farve og 4 valgbare lysstyrkeniveauer
- Dybde-detektering af vener
- Kontaktfri og ikke-invasiv
- Display for batterikapacitet, placering, farve og projektfarve
- Batteridrift også muligt under opladning med kabelforbindelse

### Præsentation:

- **Dybderækkefølge, ven:** 0-2 mm / 2-4 mm /  $\geq 4$  mm
- **Billedestørrelse:** 360\*192 pixel / 360\*288 pixel / 720\*576 pixel
- **Strømkilde:** litiumjonbatteri & laddekabel med nettilslutning
- **Drifttid:** > 2,5 timer
- **Ladetid:** 4 timer
- **Vægt:** ca 500 gram
- **Dimensioner:** L 224 x B 68 x H 64 mm

- **Lyskilde:** NIR 10-25 lumen
- **Bølgelængde:** 850 nm med dobbel lyskilde
- **Optimal fokuseringsposition:** 210  $\pm$  30 mm
- **Billededybde:** > 30 mm
- **Sikkerhedsstandarder:** IEC 60601-1:2012 Medicinsk elektrisk udrustning del 1, IEC 60601-1-2:2014 Medicinsk elektrisk udrustning del 1-2

### Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Pk
1109-00004-99	Navi-60 infrarød venscanner	1 st
1199-00046-01	Navi-60 bordstativ	1 st
1199-00048-01	Navi-60 rullestativ	1 st