

VS-10 videolaryngoskop




Anvendelsesområde: Videolaryngoskop medamerateknik for visualisering af strubehovedt, hvilket gør det muligt for læger at udføre endotracheal intubation på en smidig måde.

Produktspecifikation

- **Display:** 3,5" touch display med opløsning 640x960 pixlar
- **IP kapslingsklasse:** IP66
- **Maximal vertikal vridningsvinkel:** 140° ±10°
- **Maximal horisontel vridningsvinkel:** 270° ±10°
- **Anti-fog funktion**
- **Billedelagring:** >10 000 billeder i jpg-format kan indspilles
- **Videoinspilning:** > 2 timer i MPEG-4 format
- **Medialagringsdataport:** Ikke mindre end 5 GB
- **Strømkabel:** litiumbatteri & opladningskabel
- **Drifttid:** 4 timer
- **Opladningstid:** max 4 timer
- **Smart batterihåndtering:** med resterende tidsvisning
- **Vægt:** ca 250 gram inklusive batteri
- **Frekvens for WiFi:** 2,4 GHz gælder kun VS-10H

Tilhørende engangsblad



Orderinformation

Artikelnummer	Betegnelse	Størrelser	Dimension LxBxH mm	Pk
VS-10S / VS-10H	Videolaryngoskop uden WiFi/ med WiFi		H 191x B 92x D 112	1 st
M1	Laryngoskopblad	Spædbarn	106 x 18 x 33	1 st
M2	Laryngoskopblad	Barn	115 x 22 x 33	1 st
M3	Laryngoskopblad	Voksen	126 x 27 x 38	1 st
M4	Laryngoskopblad	Overvægtige patienter	140 x 29 x 41	1 st
M3D	Laryngoskopblad	Svært at intuiere	126 x 24 x 42	1 st