


Breathcare III Auto CPAP

Avanceret CPAP-teknologi med intelligent algoritme, effektiv luftfugter og central apnødetektion. Funktioner som masketilpasningstest, automatisk rampe og start/stop giver en optimal oplevelse. Udstyret med justerbar tryk (4–20 cmH₂), lavt støjniveau (27±2 dBA), berøringsskærm og trådløs tilslutning via BreathCare-systemet.



Vægt: 2,4 kg
 Str: 41x31x18 cm
 Model 680: 3,5" skærm
 Modell 690: 4,3" skærm



Breathcare III Auto CPAP option: opvarmet slange

CPAP-maskine, vandtank, slange, lader, brugsanvisning, filter, maske, SD-kort, taske



Artikelnummer	Modelnavn	Funktionalitet
30 030 618	YH-680A/hvid	Overfører data via SD-kort
30 030 622	YH-690A/hvid	Overfører data via SD-kort
30 030 620	YH-680B/WiFi/hvid	WiFi
30 030 624	YH-690B/WiFi/hvid	WiFi
30 031 330	YH-680B/CAT1/hvid	SIM-kort/ WiFi
30 031 332	YH-690B/CAT1/hvid	SIM-kort/WiFi



Artikelnummer	Modelnavn	Funktionalitet
30 030 876	YH-680A/sort	Overfører data via SD-kort
30 030 880	YH-690A/sort	Overfører data via SD-kort
30 030 878	YH-680B/WiFi/sort	WiFi
30 030 882	YH-690B/WiFi/sort	WiFi
30 031 334	YH-680B/CAT1/sort	SIM-kort/ WiFi
30 031 336	YH-690B/CAT1/sort	SIM-kort/WiFi