

Produktdatablad Ascend Ansigtsmaske



Ascend® ansigtsmaske AIRgel® med udskiftelig pude

Flexibelt fastgørelse af hovedbånd
Unik design som giver stabilitet og slutter tæt uden hudkontakt

Hurtig montering af hovedbånd
Gør det enkelt at tage masken af og på

360° roterbar bøjning
For optimal slangeplacering og øget mobilitet

Udskiftelig pude

Du kan enkelt skifte puden uden at skifte hele masken
Tilgængelige størrelser: S, M, L

AIRgel®

Maximal komfort
Minimal vægt
AIRgel® som mindsker tryk og hudirritation

Avanceret pudeknologi

Indebærer en effektiv masketæthed med optimal komfort

Bevægeligt hovedbåndsfæste

Følger patientens bevægelser for at garantere optimal masketæthed og komfort

Enkelt at skifte pude

Tag puden af

Tryk siderne ind for at løsne fæstningen således at puden slipper



Sæt puden på

Placerer overdelen på masken i rillen og tryk til. Gentag med den to fæstninger nederst på masken



Ascend[®] ansigtsmaske

Orderinformation


Artikelnummer	Beskrivelse	Størrelse	Dimensioner, cm Dybde x Bredde x Højde	Antal/ pk
50825	Maskesystem og hovedbånd	Small, Medium, Large	N/A	1
50834	Maskesystem med formonteret hovedbånd	Small, Medium, Large	N/A	1
50801	Maske med formonteret hovedbånd	Small	9,96 x 9,80 x 17,78	5
50802	Maske med formonteret hovedbånd	Medium	10,57 x 10,67 x 17,78	5
50803	Maske med formonteret hovedbånd	Large	10,76 x 10,92 x 17,78	5
50813	Maske uden formonteret hovedbånd	Small	9,96 x 9,80 x 17,78	5
50814	Maske uden formonteret hovedbånd	Medium	10,57 x 10,67 x 17,78	5
50815	Maske uden formonteret hovedbånd	Large	10,76 x 10,92 x 17,78	5
50207	AIRgel [®] pude	Small	9,96 x 9,80 x 17,78	5
50208	AIRgel [®] pude	Medium	10,57 x 10,67 x 17,78	5
50209	AIRgel [®] pude	Large	10,76 x 10,92 x 17,78	5
55058	AFit hovedbånd	N/A	N/A	10

Materiale indhold:

Maske: Polykarbonat, polyuretanfilm, silikonegel, termoplastisk polyuretan, UV-lim af medicinsk kvalitet, silikonegummi (LSR)

Hovedbånd: Nylon, spandex, polyuretanskum

AIRgel[®] pude: Polykarbonat, polyuretanfilm, silikonegel, UV-lim af medicinsk kvalitet



Mere information

