

Produktdatablad næsemasker



Ascend® næsemaske AIRgel® og udskiftelig pude

Touchless Spacebar

Unik design som giver stabilitet og slutter tæt uden hudkontakt

Udskiftelig pude

Du kan enkelt bytte puden ud uden at bytte hele masken
Tillængelige størrelser: S, M, L

Hurtig fastgørelse af hovedbåndet

Gør det enkelt at tage masken af og på

AIRgel®

Maximal komfort
Minimal vægt
AIRgel® som mindsker tryk og hudirritation

360°vridbar bøjning

For optimal slangeplacering og enklere mobilisering

Bevægeligt hovedbåndsfæste

Følger patientens bevægelser for at garantere optimal masketæthed og komfort

Enkelt at bytte puden

Tag puden af

Tag fat om nedre del af puden og løft den ud



Sæt puden på

Placerer den øverste kant i rillen. Tryk på bunden til alle stifter sidder fast



Ascend[®] næsemaske

Orderinformation

Artikelnummer	Beskrivelse	Størrelse	Dimensioner, cm Dybde x Bredde x Højde	Antal/ pk
50174	Maskesystem og hovedbånd	Small, Medium, Large	N/A	1
50179	Maskesystem med formonteret hovedbånd	Small, Medium, Large	N/A	1
50157	Maske med formonteret hovedbånd	Small	9,40 x 6,98 x 13,72	5
50158	Maske med formonteret hovedbånd	Medium	9,65 x 7,49 x 13,72	5
50159	Maske med formonteret hovedbånd	Large	10,08 x 8,38 x 13,72	5
50187	Maske uden formonteret hovedbånd	Small	9,40 x 6,98 x 13,72	5
50188	Maske uden formonteret hovedbånd	Medium	9,65 x 7,49 x 13,72	5
50189	Maske uden formonteret hovedbånd	Large	10,08 x 8,38 x 13,72	5
50201	AIRgel [®] pude	Small	9,40 x 6,98 x 13,72	5
50202	AIRgel [®] pude	Medium	9,65 x 7,49 x 13,72	5
50203	AIRgel [®] pude	Large	10,08 x 8,38 x 13,72	
55058	AFit hovedbånd	N/A	N/A	10

Udskiftelig pude

Puden kan skiftes ud uden at du behøver at skifte masken



Mere information



Materiale indhold:

Maske: Polykarbonat, polyuretanfilm, silikonegel, termoplastisk polyuretan, UV-lim af medicinsk kvalitet, silikonegummi (LSR)

Hovedbånd: Nylon, spandex, polyuretanskum

AIRgel[®] pude: Polykarbonat, polyuretanfilm, silikonegel, UV-lim af medicinsk kvalitet