

# Breathwear ansigtsmasker

## Ventileret og lette ansigtsmasker lavet af blød silikone


Designet for at mindske trykket på patientens ansigt og forbedre komforten.

Silikonepuden tilpasser sig ved næseryggen for optimal pasform.

"Honeycomb"-design forhindrer indånding af CO<sub>2</sub>.

Udrustet med hurtigkobling for enkel tilslutning og adskillelse.

Inkluderer Anti-Asfyxi-Valv (AAV) for øget sikkerhed.



**Materiale:** Silikone, PC, PP og nylon

**Indpakningsantal:** 10

**Anvendelsestid:** 6 måneder



**YF-01 - Ventileret ansigtsmaske med stabilt og fast pandestøtte**

| Artikelnr  | Størrelser |
|------------|------------|
| 30 002 506 | Small      |
| 30 002 456 | Medium     |
| 30 002 507 | Large      |



**YF-02 - Ventileret ansigtsmaske uden pandestøtte**

| Artikelnr  | Størrelser |
|------------|------------|
| 30 002 508 | Small      |
| 30 002 457 | Medium     |
| 30 002 509 | Large      |
| 30 025 825 | X-large    |




**YF-03 - Ventileret klassisk ansigtsmaske med pandestøtte**

| Artikelnr  | Størrelser |
|------------|------------|
| 30 026 219 | Small      |
| 30 026 220 | Medium     |
| 30 025 821 | Large      |

# Breathwear næsemasker

## Ventileret og lette næsemasker lavet af blød silikone

Designet for høj komfort og optimal pasform. Udrustet med adaptiv silikonepude og hurtigkobling for hurtig og enkel anvendelse. Den innovative "Honeycomb"-desig forhindrer indånding CO<sub>2</sub> og inkluderer Anti-Asfyxi-Valv (AAV) for sikkerhed.



**Materiale:** Silikone, PC, PP og nylon  
**Indpakningsstr.:** 10 stk /  
**Anvendelstid:** 6 mdr

### YP-01 - Ventileret næsepudemasker med justerbart hovedbånd & flexslange



| Artikelnr  | Størrelser                                |
|------------|-------------------------------------------|
| 30 023 448 | Small                                     |
| 30 023 451 | Medium                                    |
| 30 023 454 | Large                                     |
| 30 002 697 | Kit inklusive tre størrelser af næsepuder |

### YN-02 - Ventileret næsemasker med stabilt pandestøtte



| Artikelnr  | Størrelser |
|------------|------------|
| 30 002 502 | Small      |
| 30 002 454 | Medium     |
| 30 002 503 | Large      |
| 30 034 830 | X-large    |

### YN-03 - Ventileret næsemasker uden pandestøtte



| Artikelnr  | Størrelser |
|------------|------------|
| 30 002 504 | Small      |
| 30 002 455 | Medium     |
| 30 002 505 | Large      |
| 30 034 832 | X-large    |

### YN-01 - Ventileret klassisk næsemasker med pandestøtte



| Artikelnr  | Størlek |
|------------|---------|
| 30 026 238 | Small   |
| 30 026 239 | Medium  |
| 30 036 240 | Large   |